

# 加压冰敷机、双核心技术冷敷机

产品名称	加压冰敷机、双核心技术冷敷机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 温度:4-42° 应用领域:疼痛康复领域
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

脉动加压冷敷机、双核心技术性康复冰敷机

型号规格：LF-660/550

该设备其冰敷医治能使部分毛细血管收缩，血液缓解，并使的透水性减少，渗出液渗漏降低，部分新陈代谢缓解，与此同时高效地降低了炎症性介质释放出来能降低部分机构环境温度，收缩血管，降低皮下出血点，缓解组织肿胀，与此同时减少末梢神经的兴奋度，提升疼痛阈值，做到止疼，退肿的功效。可对各类创伤，软组织挫伤，术前术后的发胀，浮肿，脓肿，水肿，骨关节淤血，积水，骨关节炎，慢性软组织挫伤，肌肉损伤，闭合性骨折，四肢骨折及骨关节手术后的神经疼痛，慢性软组织疼痛等有明显实际效果。针对骨外科和创伤所造成的发胀在24小时之内选用充压冷热敷机医治早已被证明安全可靠的方法。清领脉冲充压冷热敷机取代了全部冷敷传统的治疗方案，应用纯物理治疗方法，应用，操作简便，成效显著，商品采用标准气压型，专护型水囊，融入身体各个部位应用，为患者产生出乎意料的治疗。

1. 全自动冲装冷敷功效：采用半导体器件智能温控，可进行温度控制制冷，依据把循环循环水系统输入与人体对应的8个部位医用冰袋，冲装冷敷创伤部位，推动一部分毛细血管收缩，减轻一部分控制血小管减轻承受力非常大肿块的疼痛，降低末梢神经的敏感性，提高疼痛阈值，减轻疼痛，术前运用降低患者手术医治等待时间，术后运用保证降温止痛退肿，减少渗漏，降低伤口感染风险。
2. 全自动冲装敷热功效：促进一部分内分泌系统有益于创口缓解肌肉劳损，促进退肿、炎性化学物质吸消化促进患者快速康复。
3. 多方法工作压力冲装功效：采用终断、各种各样方法单脉冲冲装加快血液循环，加速人体漏出液流回，加速退肿，促进患者快速康复，避免静脉的建立。
4. 音乐疗法：音乐的频率、节奏性与有规律性声波振动能导致细胞组织的共震，伤害人脑波、心率、呼

吸节奏性等。有利于人体代谢活性成分，调节人体传输，提高大脑皮层的体液调节，改善患者的态度，消除心神不宁、抑郁情绪、抑郁症、担心等较差心理状态，提高患者应激状态能力。

5.人体解剖学方案设计医用冰袋：与产品服务设施的人体解剖学方案设计医用冰袋，能够可用人体足踝部、规格足部、骨盆、腹腔、手臂等部位，且能完成人体之上每一个骨关节病全包裹冷敷，冰敷占地面积均匀，进一步提高冷敷预期效果。

6.智能温控维护保养：所选用的智能化系统温度控制及维护保养系统，防止错误操作。对病人、产品具备有效的保证。

7.准时工作上功效：根据病人手术过程，设置好使用时间结束后产品自动式中断工作上。不用工作人员准时拆卸医用冰袋，大幅度减少人力资源管理劳动生产率，节省人力资源管理。

8.安全防范。产品装有少水报警、堵塞报警等安全系数保险装置，进一步提高了产品的安全性能。

可用部门:

骨外科，康复医学科，康复医学科，针灸科，外伤烧伤科，小儿科，手足外科，五官科，美容整形科，健身运动创伤科病人等。