

高端多用途清创手术机-创伤中心超声清创仪

产品名称	高端多用途清创手术机-创伤中心超声清创仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:二类治疗改善 温度:25-35 应用领域:急创、慢创治疗修复
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

多用途清创手术机-创伤中心超声清创仪

型号规格：MUI-T8S

从2012年逐渐东南大学附属中大医院就广泛使用我司自主开发制造的MUI多用途超声波清创手术治疗仪对110例糖尿病足病溃烂患者医治，数据显示超声波清创手术糖尿病治疗足溃疡并协助系统化整体护理可以有效推动糖尿病足病创面愈合，进而给患者恢复给予支持！

现阶段针对糖尿病足病慢性创面治疗办法各种各样，都为在消化内科稳定血糖、抗感染药、降低血脂、改进微循环、营养神经的药前提下，采用普外疗法治疗。包含针对严重感染的慢性创面采用短时间坏死组织清创手术，防止感染蔓延导致腿部感染平面图移位等。

临床医学均引入了超声波清创手术技术性，此设备应用超音波的空化效应和破裂效用而研制出用于创口创面解决，可以借助超声的空化效应对坏死组织及汽化物开展空蚀工程爆破清创手术，但对正常的机构并没有任何影响，是当代十分前沿的清创手术技术性。

超声波清创手术机器设备造成细微汽泡规律性内爆，一瞬间可造成几十Mpa乃至几百Mpa压力，产生快速微水射流而出现强悍的撞击力，从而使得创口创面里的坏死组织，病菌，脓状汽化物和脏东西被消除，而含有胶原蛋白的组织细胞如神经系统、毛细血管和间绿色生态机构因为不吸收该频率段的超声波不会被伤害和影响。因此超声波清创术具备不痛疼，不出血，不伤害正常的机构能大限度的消除萎缩组织的特点。

超声波清创术适用主要包括环境污染创口，感染伤口，漫性难愈合伤口及伤口，毁坏和消除病菌生物膜系统，具备深层次除菌及提高药物吸收的功效。

= 产品卖点 =

多用途清创手术机又被称为多用途清创手术仪，由脉动压力清创手术机和超声波清洗器组成，还可以选装清洁液加热、负压吸引等服务。该多用途超声波清创手术机构造合理，使用方便，经济实用，适用各个定点医疗机构对人体健康可接触的破坏与感染位置的清洗治疗和负压引流。=可用部门=胸外科、妇产科、烧伤科、胃肠科、皮肤性病科、急诊外科、糖足科、医院门诊清仓处理、康复理疗科、心胸外科、诊室、骨外科、手足外科、换药室等。=应用领域=1、关节置换、外科手术、胸腔手术、腹腔手术等可以完成冲、吸两结合效果；2、各种创伤、车祸伤、烫伤、外伤、开放性骨折等；3、痊愈艰难的创口、受传染的创口，可采取超音波清创术清理（如糖尿病足病溃烂、压疮、生脓性外伤、创口窦道等）。

	诊室/急诊室/诊断室及
	陕卫生监督械(准)字20
	各类技术性能指标国际
	相较于传统式清理，具
	盈利平稳，说见产品介
	4.生产商，质量出色，

清创手术时如果供血不足则实际效果就不太好，清创手术基础是必须要先改进血供，然后积极主动清创手术。此外还需要积极主动解决感染，首先要用生理盐水冲洗破溃位置，假如破溃比较严重，应当摘除一定的破溃机构，摘除后用碘酒进行清洁，以后应当使用药物敷于伤口处，清创手术是一件麻烦的事情，详尽的足清创手术流程如下所示。

、首先搞好病人部分血夜供给的改进，针对下肢血管病变的需做有针对性的医治提升氧饱和度；

第二、必须对产生萎缩或色调变化的部分进行详尽的，清除或是摘除破溃的部门，直至再次冒出身心健康的部门。

第三、在清创手术环节中一旦发现窦道，一般用的清创手术机清除创口，或是用手术刀片把他扩张，这可以协助引流方法和清创手术。

第四、要依靠影像检查深层次机构的现象，溃烂要是在指甲下边得话，要剪去指甲直至显现出破溃的底部，要剪去创口四周的胼胝。

第五、要密切关注创口的恢复情况，涂药开展捆扎的时候一定要透气性，

第六、多做运动，不该由于行走不便就长期性在床上，适度的主题活动更有助于创面修复，还可以提升人的体质。

以上就是足清创手术的具体流程，足清创手术生病地区一定要完全清洗干净，生理盐水冲洗破溃位置，次之会对破溃部分进行摘除，随后应当应用消毒碘伏，在消毒杀菌好一点的创口上边涂药，重要的是要密切关注创口的恢复情况，妥善处理破溃，一直到再次长更新机构。