

# LF-630便携式儿童物理降温仪-退烧仪

产品名称	LF-630便携式儿童物理降温仪-退烧仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 温度:17-39° 应用领域:退烧降温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### LF-630便携式儿童物理降温仪-退烧仪

采用航天级半导体制冷技术，结合智能温控系统和全自动循环原理，可实现对患者恒温可持续循环式冷敷，恒温持续的物理降温带走发热患者热量，为发热患者治疗开启高效、安全、便捷的防护措施。

发热是婴幼儿时期常见的症状之一,因为幼小婴儿没有健全的体温调节功能，持续高热不仅会阻碍中神经系统功能的发挥，而且还使热能的消耗量增加，严重威胁着婴儿的生命安全。采取积极的降温措施，把婴儿的体温控制在安全范围之内，是治疗婴儿高热的重中之重。采用物理降温能够有效降低患儿体温，可以缓解高热患儿不适症状,改善睡觉情况,缓解患儿家长的焦虑情绪,确保患儿生命安全。

### 医用价值

持续物理降温，带走热量，减少原发病对患儿的危害。

联合药物使用，提高降温速度，减少各种副作用。

温度控制系统，恒温治疗，提高治疗安全性。

利于患儿散热，提高体感，减轻患儿焦躁、痛苦情绪。

冷敷温度可调可控，减少冰冷刺激，提高治疗舒适性。

### 发烧怎么退烧：

发烧本身不是疾病，而是一种症状。其实，它是体内抵抗感染的机制之一。但是不及时治疗的话会对健康有所危害。除药物治疗外，简易、有效、安全的降温方法就是物理降温法，下面是传统的退烧方法：

## 1、冷敷

如果高烧无法耐受，可以采用冷敷帮助降低体温。在额头、手腕、小腿上各放一块湿冷毛巾，其他部位应以衣物盖住。当冷敷布达到体温时，应换一次，反复直到烧退为止。也可将冰块包在布袋里，放在额头上。

## 2、擦拭身体

蒸发也确降温作用。专家建议使用冷自来水来帮助皮肤驱散过多的热。虽然你可以擦拭(用海绵)全身，但应特别加强一些体温较高的部位，例如腋窝及鼠蹊部。将海绵挤出过多的水后，一次擦拭一个部位，其他部位应以衣物盖住。体温将蒸发这些水分，有助于散热。当下这种方式已被淘汰。

## 3、泡澡

它也可以起到缓解发热的症状。婴儿温水泡澡的方式家用没紧急冷敷。

## 4、补充液体

当你发高烧时，你的身体会流汗散热;但当你发高烧时，身体会因为流失太多水分而关闭汗腺，以阻止进一步的水分流失，这使你的身体无法散热。解决之道就是补充液体，喝大量的白开水及果菜汁，其中果菜汁含丰富的维生素及矿物质，尤其是甜菜汁及胡萝卜汁。如果你想喝番茄汁，应选用低钠的产品。发烧期间应避免固体食物，直到状况好转。

## 5、适当服用止痛药

若感到非常不舒服，可服用止痛药。成人服用2片阿司匹林或2片扑热息痛，每4小时服用——次。服用这些药物时，需先经医师同意。药物联合物理降温退烧效果更佳。

该治疗项目已经纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医保报销