

儿童物理降温仪-小儿科辅助降温仪

产品名称	儿童物理降温仪-小儿科辅助降温仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:HW-1200 应用领域:退烧降温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

少年儿童物理退烧仪-儿科辅助降温仪

型号规格：LF-630

儿童成长过程，发烧是输出功率比较高的症状之一。发烫、发烧是婴儿时期普遍的病症之一，由于年幼宝宝并没有完善的特异性免疫作用，持续高热会阻拦神经系统功能发挥，情况严重会危及婴幼儿的人身安全。小孩子发热体温37.5 -38 为发低烧，38 -39 为中热，39 上下为发高烧，超过41 为超高热。一般腋温超过38.2度或因为发热情绪低落有明显不适当，基本上是服退烧药。一般使用布洛芬颗粒（如：美林）或乙酰氨基酚（如：泰诺林）马上降温，儿科应用广泛的降烧成分，能够实现快速降烧，缓解宝宝不适。

但是吃药和打吊针的缺陷比较多，幼儿退烧药都是会有有一定不良反应，一般相对来说副作用特别小，详尽如下所示：

1、患者出现有轻微胃肠道功能不适，一些小孩子很有可能随着红疹子、耳鸣、头痛，或者一过性转氨酶升高等情况。2、患者可能出现胃肠道出血，或是加重破溃。3、如果长期广泛应用退热药物，一些小孩子可能导致造血系统遭到抑制，导致白细胞偏低、淋巴细胞减少或者血小板减少。

医院门诊大部分应用冰块儿、医用冰袋、前额降温贴等其他的物理退烧方法或药物降温。

1、冰块儿、医用冰袋从冰箱里取出来温度低，婴幼儿皮肤较嫩，尤其是仍然没有语言表达能力的患者，在冰敷温度低时的体验，没法表现出来，很容易导致状况。

2、前额降温贴普遍成份通常是樟脑、香薄荷等，这种物质可以让额头的部分肌肤变冷，但无法让脑部环境温度减少，换句话说无法达到真正意义上的退热实际效果，而是说能让孩子觉得前额变冷，感觉舒服一点。

3、药物降温的不良反应也较大。

新一代物理降温可在极短时间快速开启。的重要性是显而易见的，恰当运用物理降温，可以塑造青少年儿童人体，增加抵抗力。立即采取相应减温对策对小儿疾病的原发型有十分重要作用。世卫组织提议，发烫应选用物理退烧。在确保安全的情况下，满足人机工程学的门把、轻便柔美的整体机身设计方案，操作方便、减温速度更快、，非常值得在治疗内进行应用推广,让临床操作比较方便。

选用电子制冷技术性，自动式温度控制，清理零污染。

环境温度在17 ~ 39 间，环境温度可调式，步进电机数值1 。

整个设备净重仅是2.5kg

快速降温在3分钟之内做到设定值

该医治新项目早已列入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医疗保险报销