

莠去津悬浮剂-倾倒性测试-农林牧渔业检测报告

产品名称	莠去津悬浮剂-倾倒性测试-农林牧渔业检测报告
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检集团汇聚国内外众多权威实验室，能提供工业消费品实验室、生态环境实验室、材料可靠性实验室、食品安全实验室、家电实验室、医疗卫生实验室、动物毒理测试实验中心、化妆品功效评价中心及适用于特殊试验的实验场地和检测服务。检测覆盖工业、建筑材料、汽车、矿产、石油化工、农产品及食品、消费产品、电子电气、健康毒理、化妆品、护理产品、医疗器械等多个领域上下游供应链，为生产、贸易、科研、技术研发及改进、标准研发、政府执法等提供全面、权威、优质的专业检测服务；同时依托强有力科研背景，提供工艺诊断及改进、国内国际行业标准制定、新型产品及配方研发等相关配套服务。百检网综合平台合作的实验室机构凭借深厚的技术实力、优质的服务保障、权威的公信力、完善的资质能力与便捷的全国化服务网络，为国内外客户提供专业的检验检测认证技术服务。

1 莠去津悬浮剂测定方法 GB 22608-2008 4.8 倾倒性

2 农药持久起泡性测定方法 GB/T 28137-2011 持久泡沫量

3 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法 GB/T 16150-1995 细度（通过45um孔径筛）

4 莠去津悬浮剂测定方法 GB 22608-2008 4.3 莠去津悬浮率

5 莠去津悬浮剂测定方法 GB 22608-2008 4.3 莠去津质量分数

6 莠去津悬浮剂 GB/T 22608-2008 4.8 倾倒性

7 莠去津悬浮剂 GB/T 22608-2008 4.8 倾倒洗涤后残余物含量

8 莠去津悬浮剂 GB/T 22608-2008 3.1 外观

9 农药悬浮率测定方法 GB/T 14825-2006 悬浮率/%

10 莠去津悬浮剂 GB/T 22608-2008 4.7 持久泡沫量

11 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法 GB/T 16150-1995 湿筛试验（通过45 μ m试样筛）

12 莠去津悬浮剂 GB/T 22608-2008 4.3 莠去津质量分数或质量浓度（20 %）

13 《莠去津悬浮剂》 GB/T 22608-2008 4.5 pH值

14 《莠去津悬浮剂》 GB/T 22608-2008 4.5 pH值范围

15 《莠去津悬浮剂》 GB/T 22608-2008 4.9 低温稳定性