

医用X射线诊断机-光野与照射野的偏离试验

产品名称	医用X射线诊断机-光野与照射野的偏离试验
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网，不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构，促进产品质量提升，还能还能帮助优秀的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单，轻松实现互联网营销。

- 1 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 AEC灵敏度
- 2 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 AEC电离室之间一致性
- 3 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 AEC管电压变化一致性
- 4 计算机X射线摄影（CR）质量控制检测规范 WS520-2017 IP响应均匀性和一致性
- 5 计算机X射线摄影（CR）质量控制检测规范 WS520-2017 IP响应线性

- 6 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 伪影
- 7 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 低对比度细节检测
- 8 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 信号传递特性（STP）
- 9 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 响应均匀性
- 10 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 探测器剂量指示（DDI）
- 11 医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范 WS521-2017 暗噪声
- 12 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 极限空间分辨力
- 13 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 残影
- 14 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 测距误差
- 15 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS76-2017 透视荧光屏灵敏度