

# 医用输液、输血、注射器具-全项检测-百检网

产品名称	医用输液、输血、注射器具-全项检测-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台-汇聚近千家拥有CMA、CNAS、CAI等资质的权威第三方检测实验室，为你提供全方位的检测服务，出具具有法律效应的检测报告，我们的服务态度是：公正：保证检测工作不受来自各方面压力的影响，独立进行检测，出具公正的检测结果。科学：遵守国家有关法律、法规，依据检测标准、规范。准确：认真执行本公司作业程序，严格控制检测全过程。高效：在能力岗位和检测程序有效保障的情况下，及时给客户出具数据，保障客户的利益。改进：通过学习培训不断提高技术能力和管理水平，超越自我，赶超行业先进水平。

1 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 9 环氧乙烷

2 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008

7 材料中部分重金属元素含量

3 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008

6 材料中重金属总含量

4 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.1.1 浊度

5 溶液颜色检查法 中国药典2015年版四部通则0901 5.1.2 色泽

6 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008  
5.2 还原物质（易氧化物）

7 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.9 部分重金属元素

8 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.6 重金属总含量

9 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分:生物学试验方法 GB/T 14233.2—2005 3 无菌试验

10 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.4.1 酸碱度

11 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.6.1 重金属总含量

12 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 3 无菌试验

13 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2 - 2005 亚急性/亚慢性

14 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2 - 2005 体外细胞毒性

15 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2 - 2005 急性全身毒性