

# 术后康复冷热敷机-医学康复冷疗仪

产品名称	术后康复冷热敷机-医学康复冷疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 应用领域:康复领域
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

术后恢复冷热敷机-医学康复冷疗仪

型号规格：LF-660

品牌优势:自主开发电子制冷、制暖及其脉冲充压技术取代传统式冷热敷方法，有效预防冻。

科学研究优点:借助高水平的研发团队,扎实的研发平台,具有多种独立发明,保持开发自主创新能力。

高品质感受:智能化系统液晶显示器实际操作,简约、简单易上手，具备合乎人体工学的升级外观设计;具备安全性、方便快捷的自动式自动控制系统，和操作风险性智能提醒;外接摄像头对冷热敷温度与人体体温具备检验、警报作用,自动识别提醒水位线和少水，更安全方便快捷;多位置的冷热敷可充压水囊,合乎人体工学，更加舒适、安全系数高;热冷变换，快速降温、提温，多种多样应用方式,为用户给予高品质的体验感受。

基本原理概述：半导体材料制冷制热:运用半导体器件所组成的P-N结,出现珀尔帖效用，是由直流电源致冷的一种新型致冷方式。脉冲充压:选用专用型泵机,通过平台操纵促使水囊内压强做脉冲转变，造成推拿实际效果。

水囊:选用医疗聚脂与医用纱布块生成的软塑弹性材料。选用航空航天半导体元器件致冷，致冷速度更快，无机械设备磨擦，无需空调氟利昂，系统软件适用致冷，积极与各个部位水囊对受损机构部分冰敷，运用脉冲充压对病人位置，位置尾端充压，推动静脉回流，避免额静脉血管的建立。

基本原理特性：电子制冷技术性热效高、无机械设备磨擦、无冷媒,应用与维护环保无污染，降噪性强,特别适合诊疗情景。脉冲充压用不同压力转变具有按摩放松实际效果,尾端充压,推动静脉回流,避免静脉血栓形成。从物理学和精神层次双向减轻病人疼痛、红肿等不适。水囊选用原材料有效经久耐用,与人体细胞迎合,舒服,热传输效率高，应用过程安全、环境卫生,经久耐用。

## 【性能参数】

输入电压：AC 220V 50Hz；

额定功率：350w；

冰敷环境温度：4 -42 持续可调式；

净重：20kg；

## 【功能特性】

1) 强劲功能的：热敷、冰敷、音乐治疗、加压、体温监测与一体2) 脉动压力：具备减轻部分工作压力、推动静脉回流静脉血管加快血液循环作用。脉冲充压和自然压可任意转换。3) 自动式性：自动式一键式实际操作，全自动视觉记忆鉴别第1次医治方式。服务器启动时3分钟之内做到设定值。

4) 产品特点：一分钟快速致冷，脉冲循环系统充压，自动式控温做到，止渗减温