

石化产品-冰点试验-石化产品试验报告

产品名称	石化产品-冰点试验-石化产品试验报告
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网秉承“客户至上，服务为先，精诚合作，以人为本”的经营理念，我们为各行业有实力的检测机构提供终端用户在线自动选择下单的交易化平台，足不出户，即可与需求用户无缝对接。我们为终端检测用户群体，提供“一站购物式”的新奇检测体验，打开网站，像挑选商品一样简单，方便。

1 绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚测定法 SH/T 0802-2007 2,6-二叔丁基对甲酚含量

2 石油产品初始pH值试验方法 ASTM D7946-14 i-pH值

3 合成切削液 GB/T 6144-2010 5.8 NO₂-浓度

4 发动机冷却液和防锈剂pH值的测定方法 ASTM D1287-11 (2020) pH值

5 水的PH值试验方法 ASTM D1293-18 pH值

- 6 用玻璃电极对含水溶液pH值的试验方法 ASTM E70-07(2015) pH值
- 7 石油和相关产品 HFAE型、 HFAS型和HFC型防火液体pH值的测定方法 ISO 20843:2011 pH值
- 8 道路车辆 液压系统非石油基制动液规格 ISO 4925:2005 5.3 pH值
- 9 用微粒定量仪监测所使用液体中铁质磨屑的方法 ASTM D8184-18e1 PQ指数
- 10 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013 附录H 一致性
- 11 柴油发动机氮氧化物还原剂AUS32 第2部分：试验方法 ISO 22241-2:2019 附录J 一致性
- 12 柴油发动机氮氧化物还原剂AUS32 第2部分：试验方法 ISO 22241-2:2019 附录G 不溶物
- 13 用膜过滤法测定戊烷不溶物的试验方法 ASTM D4055-04(2019) 不溶物
- 14 在用发动机油中微量乙二醇的测试方法 ASTM D4291-04(2017) 乙二醇含量
- 15 在用发动机油中微量乙二醇的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0876-2013 乙二醇含量