

综仪台式真空离心浓缩仪ZLNS-1

产品名称	综仪台式真空离心浓缩仪ZLNS-1
公司名称	湖南综仪实验器材经营有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区螺丝塘路68号星沙国际企业中心2号厂房706室
联系电话	13349601262

产品详情

备注：实际价格以电议为准；

备注：实际价格以电议为准；

备注：实际价格以电议为准；

台式真空离心浓缩仪ZLNS-1

产品简介：

ZLNS-1 是我公司研制生产的一款用于样品浓缩、合成物去除的新型设备。本设备综合利用离心力、加热和内置真空泵提供的真空作用来进行溶剂的蒸发，来达到样品的浓缩作用。真空泵是为了使系统处于真空状态，降低溶剂的沸点，加快溶剂的蒸发速率。本设备可同时处理多个样品不会导致交叉感染。

本设备主要应用于 DNA/RNA、核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或类似样品的浓缩，合成物的溶剂去除，本设备具有浓缩效率高、样品活性留存高、操作简单、使用灵活、可靠性高、结构简单、体积小重量轻等优点。

产品特点：

不锈钢防腐内胆设计，有机玻璃透明盖板

微电脑控制系统，LCD 液晶显示

直观显示温度、时间、转速等运行参数

磁力驱动系统，保护腔体气密性

化学防腐柱塞泵，标准的低真空系统

多种不同规格转子选配，适应不同容量的样品浓缩

具有延迟启动真空泵功能，避免样品混合发生

运行过程中可随意更改运行参数

可与冷阱联合使用，效果更佳

技术参数：

型号	ZLNS-1		
转速	0-2000rpm/min	电源	AC 220 ± 22V 50Hz
定时范围	0min ~ 99H	整机噪声	< 65dB (A)
温度设置范围	常温+5 ~80	外形尺寸(长×宽×高)	270×130×330mm
温度精度	±1	极限真空度	-95Kpa
显示方式	LCD 液晶显示	真空泵	内置
真空泵参数	2L/分	净重	28kg

转子参数：

角转子	66*1.5ml	
角转子	24*1.5ml+24*5ml	12*
酶标板转子	2*2*96 孔板	

可配转子

综仪实验室离心机系列：<https://www.zoelab.com/product/lxj.html>