

# 综仪掌上迷你离心机Ministar 10K/12K

产品名称	综仪掌上迷你离心机Ministar 10K/12K
公司名称	湖南综仪实验器材经营有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区螺丝塘路68号星沙国际企业中心2号厂房706室
联系电话	13349601262

## 产品详情

备注：实际价格以电议为准；

备注：实际价格以电议为准；备注：实际价格以电议为准；

### 迷你离心机 Ministar10K/12K

Mini 迷你离心机外观新颖独特，灵巧多用，配备多种离心转子和多种试管套，适用于5.0ml、4.0ml、2.0ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml 离心管和 PCR 用 0.2ml，8 联排离心管。人性化设计，具有翻盖开关功能，开盖即自动停止，（打开盖子即停），并具备电子定时和转速可调功能。全透明球形上盖，多转子配备，在追求创意和简洁中达到效果，为科研而理性的实验室产品注入人性色彩。

迷你离心机 Ministar10K/12K 产品特点:

- 1、LCD 显示屏运行过程中可修改离心参数；
- 2、便捷的多种转子，兼容 5.0ml、4.0ml、2.0ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml 多种离心管；
- 3、采用高频宽电压电源技术，输入电压范围 85-265VAC，全球通用，保证运行；独特的转子卡扣设计，方便转子更换；
- 4、配置 LED 数码显示，可设定时间和转速，更加科学严谨；超低噪声，运行平稳，采用免维护电机经久耐用，安全可靠。

迷你离心机 Ministar10K/12K 应用范围:

全血中提取血清 各种样品提取上清液

样品快速沉降 微量血细胞分离

微生物样品处理 PCR 实验分区离心

迷你离心机 Ministar10K/12K 技术参数:

型号

Ministar10K/12K

电源

85-265VAC 50/60HZ

功率

30W

驱动电机

直流电机

时间设定范围

1-99 分钟 增量 1 分钟

转速

1000-10000rpm/1000-12000rpm 增量 1000rpm

相对离心力

5500 × g/7900 × g

样品处理

6 × 2.0ml/15m/0.5ml/0.2ml 离心管

8 × 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml 离心管

2 × 8 × 0.2ml PCR 离心排管

4 × 8 × 0.2ml PCR 离心排管

4 × 5ml 离心管 4 × 4ml 冻存管

噪音

45db(A)

重量

1.1kg

尺寸 (长 × 宽 × 高)

180mm x 150mm x 120mm

迷你离心机 Ministar10K/12K 订货信息

订货号

产品名称

描述

ZY1211001

Mini10K

转速：1000rpm- 0000rpm 相对离心力：5500 × g

ZY1211002

Mini12K

转速：1000rpm-12000rpm 相对离心力：7900 × g

ZY1200-01

三合一角转子

材质：高强度塑料适用于 6 × 2.0m/1.5m/0.5m/0.2ml 离心管

ZY1200-02

2 × 8 × 0.2ml

PCR 转子

材质：高强度塑料适用于 2 × 8 × 0.2ml PCR 离心排管

ZY1200-03

8 孔角转子

材质：高强度塑料适用于 8 × 2.0m/1.5m/0.5m/0.2ml 离心管

ZY1200-05

4 × 8 × 0.2ml

材质：高强度塑料适用于 4 × 8 × 0.2ml PCR 离心排管

ZY1200-06

0.5ml/0.2ml 配适器

材质：高强度塑料

ZY1200-08

4 × 5ml/4ml 角转子

材质：高强度塑料适用于 4 × 5ml 离心管/4ml 冻存管

ZY1200-09

5ml/4ml 适配器

材质：高强度塑料适用于 5ml/4ml 适配器

备注 订购时注明上盖颜色

综仪实验室离心机系列：<https://www.zooelab.com/product/lxj.html>