

甘油三酯试剂盒(酶法)-精度试验-百检网

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 甘油三酯试剂盒(酶法)-精度试验-百检网 |
| 公司名称 | 百检（上海）信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国 |
| 公司地址 | 上海徐汇区普天科创产业园 |
| 联系电话 | 4001017153 18501763637 |

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.5.2 准确度

2 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.6 分析灵敏度

3 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.1 外观

4 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.8 稳定性

5 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.7 精密度

- 6 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.4 线性范围
- 7 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.2 装量
- 8 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 5.3 试剂空白
- 9 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 4.7 精密度
- 10 甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T 1199-2013 全项目
- 11 中华人民共和国医药行业标准-甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T1199-2013 准确度
- 12 中华人民共和国医药行业标准-甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T1199-2013 分析灵敏度
- 13 中华人民共和国医药行业标准-甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T1199-2013 外观
- 14 中华人民共和国医药行业标准-甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T1199-2013 精密度
- 15 中华人民共和国医药行业标准-甘油三酯测定试剂盒（酶法）YY/T1199-2013 线性区间