

# 离子交换树脂-体积交换容量测试-百检网

产品名称	离子交换树脂-体积交换容量测试-百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

## 产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台是一家汇聚近千家综合实验室的大型检测电商平台，凭借多年丰富实战检测经验，面向社会各界人士提供水质检测、金属检测、木材鉴定、MSDS办理、矿石检测、土壤化验、陶瓷检测、耐火材料检验等服务。同时公司可为客户提供各产品材料的检测咨询服务，为客户提供科学合理的检测方案。

1 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.4.2 体积全交换容量

2 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.3 含水量

3 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.1 外观

4 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.8 有效粒径和均一系数

5 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.6 湿真密度

6 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.5 湿视密度

7 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.9 磨后圆球率

8 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.7 粒度

9 001 × 7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13659-2008 5.4.1 质量全交换容量

10 氢氧型阴离子交换树脂含水量测定方法 GB/T 5759-2000 含水量

11 火力发电厂水处理用001 × 7强酸性阳离子交换树脂报废标准 DL/T 673-2015 附录C 含铁量

12 火力发电厂水处理用201 × 7强碱性阴离子交换树脂报废标准 DL/T 807-2002 附录C 有机物含量

13 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 GB/T 5758-2001 粒度、有效粒径、均一系数

14 氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法 GB/T11992-2008 全部 交换容量

15 氢氧型阴离子交换树脂交换容量测定方法 GB/T5760-2000 全部 交换容量