

石油及化工产品-倾点测试-其他检测检测报告

产品名称	石油及化工产品-倾点测试-其他检测检测报告
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

检测报告作用：1、项目招投标：出具权威的第三方CMA/CNAS资质报告；2、上线电商平台入驻：质检报告各大电商平台认可；3、用作销售报告：出具具有法律效应的检测报告，让消费者更放心；4、论文及科研：提供个性化检测需求；5、司法服务：提供科学、公正、准确的检测数据；6、工业问题诊断：验证工业生产环节问题排查和修正；

1 绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚测定法 SH/T 0802-2007 2,6-二叔丁基对甲酚含量

2 石油产品初始pH值试验方法 ASTM D7946-14 i-pH值

3 合成切削液 GB/T 6144-2010 5.8 NO₂-浓度

4 发动机冷却液和防锈剂pH值的测定方法 ASTM D1287-11 (2020) pH值

5 水的PH值试验方法 ASTM D1293-18 pH值

- 6 用玻璃电极对含水溶液pH值的试验方法 ASTM E70-07(2015) pH值
- 7 石油和相关产品 HFAE型、HFAS型和HFC型防火液体pH值的测定方法 ISO 20843:2011 pH值
- 8 道路车辆 液压系统非石油基制动液规格 ISO 4925:2005 5.3 pH值
- 9 用微粒定量仪监测所使用液体中铁质磨屑的方法 ASTM D8184-18e1 PQ指数
- 10 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013 附录H 一致性
- 11 柴油发动机氮氧化物还原剂AUS32 第2部分：试验方法 ISO 22241-2:2019 附录J 一致性
- 12 柴油发动机氮氧化物还原剂AUS32 第2部分：试验方法 ISO 22241-2:2019 附录G 不溶物
- 13 用膜过滤法测定戊烷不溶物的试验方法 ASTM D4055-04(2019) 不溶物
- 14 在用发动机油中微量乙二醇的测试方法 ASTM D4291-04(2017) 乙二醇含量
- 15 在用发动机油中微量乙二醇的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0876-2013 乙二醇含量