

汽油机油-低温泵送粘度测试-石油及化工品检测报告

产品名称	汽油机油-低温泵送粘度测试-石油及化工品检测报告
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 石油产品粘度指数算法 GB/T1995-1998 粘度指数

2 低温下发动机油屈服应力和表现黏度测定法 NB/SH/T 0562-2013 低温泵送黏度

3 石油产品运动粘度测定法和动力粘度算法 GB/T 265-1988 运动黏度（100 ）

4 润滑油在高温高剪切速率条件下表观粘度测定法（多重毛细管粘度计法）SH/T 0703-2001 高温高剪切表观粘度（150 ，106s-1）

5 润滑油泡沫特性测定法 GB/T 12579-2002 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）

6 使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法（电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 17476-1998 磷

7 石油产品碱值测定法（高氯酸电位滴定法） SH/T 0251-1993 碱值（以KOH计）

8 深色石油产品硫含量测定法（管式炉法） GB/T 387-1990 硫

9 石油产品硫含量测定法（氧弹法） GB/T 388-1964 硫

10 石油和石油产品中氮含量的测定 舟进样化学发光法 NB/SH/T 0704-2010 氮

11 低温下发动机油的屈服应力和表观粘度标准测定法 ASTM D4684-20a 低温泵送黏度

12 低温下发动机油屈服应力和表现粘度测定法 NB/SH/T 0562-2013 低温泵送黏度

13 石油和石油产品中氮含量的测定 舟进样化学发光法 NB/SH/T 0704-2010 氮（质量分数）

14 润滑油高温泡沫特性测定法 GB/T 0722-2002 泡沫性

15 石油产品硫含量测定法(氧弹法) GB/T 388-1964 硫（质量分数）