

# 一次性使用无菌血管内导管辅件 全项目检测 百检网

产品名称	一次性使用无菌血管内导管辅件 全项目检测 百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

## 产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台是一家汇聚近千家综合实验室的大型检测电商平台，凭借多年丰富实战检测经验，面向社会各界人士提供水质检测、金属检测、木材鉴定、MSDS办理、矿石检测、土壤化验、陶瓷检测、耐火材料检验等服务。同时公司可为客户提供各产品材料的检测咨询服务，为客户提供科学合理的检测方案。

1 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016  
6 充压装置使用性能

2 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016 4.3 分度

3 一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械 YY 0450.1-2020 6.6 制造商提供的信息

4 一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械 YY 0450.1-2020 8.7 制造商提供的信息

- 5 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分：套针外周导管管塞 YY 0450.2-2003 4.10 制造商提供的信息
- 6 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016
- 7 化学性能
- 7 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016
- 6.4 压力衰减
- 8 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016
- 6.2 压力释放
- 9 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016 4.6 回差
- 10 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016 5.7 回差
- 11 一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械 YY 0450.1-2020 5.4.1 圆锥接头
- 12 一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械 YY 0450.1-2020 9.3.2 圆锥接头
- 13 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016
- 4.5 基本误差
- 14 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY/T 0450.3-2016
- 5.5 基本误差
- 15 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分：套针外周导管管塞 YY 0450.2-2003 4.6 外径