

静音型加压冷热敷机-中医康复冷疗设备

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 静音型加压冷热敷机-中医康复冷疗设备 |
| 公司名称 | 河南希彤医疗器械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:清领 型号:TEMP220 应用领域:康复领域 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区优胜北路 |
| 联系电话 | 19937037270 19937037270 |

产品详情

加压冷热敷机-中医康复冷疗设备

清领医疗研发涵盖骨科康复、中医康复、肿瘤治疗。获得16项证书。建立了具备标准的研发平台和完善的质量管理体系，通过ISO9001、ISO13485双质量体系认证，清领医疗专注智能化、信息化研发，确保用户体验到优质化服务。全新一代全自动加压冷敷治疗系统，以其多功能多样化治疗方案、半导体制冷温控技术，临床专家指导升级建议和临床经验积累等优势,成为全球同类产品的*新代表。

新一代冷热敷机：

目前，临床针对冷敷治疗时间和方式尚未有标准化指导方针，一般根据病人临床症状，如疼痛、肿胀、渗出等情况，临床有不同的治疗方案：

- 1.间隔性冷敷方法：每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15（年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗度，一般在18左右）
- 2.持续性冷敷: 24小时持续冷敷（冷敷温度15-18）；
也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时（冷敷温度15-18）
关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15）
- 3.音乐疗法：以心理治疗的理论和方法为基础，运用18首内置国际康复名曲特有的生理、心理效应，通过各种专门设计的音乐行为，经历音乐体验，达到消除心理障碍，改善患者情绪的目的。
- 4.压力栓疗法：采用持续、间断、多模式脉动水压加压改善微循环，加速关节部位组织液回流，加速促进患者快速康复静脉VTE)的形成。
- 5.热敷疗法：促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合，缓解肌肉抽经，促进炎性物质吸收，可选配中药热敷，促进患者快速康复。

适应范围

- 1.各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病，骨科各类手术的术前准备和术后治疗。
- 2.各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。
- 3.各类急性软组织疼痛的康复治疗。4.人工膝关节、髋关节等假体置换术后治疗。
- 5.急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。
- 6.各类术后功能训练预防肿痛治疗，康复锻炼治疗。

收费编码