

## 常州市实验室用水电阻率检测 PH值检测2022已更新

产品名称	常州市实验室用水电阻率检测 PH值检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

实验室用水等级划分：

根据GB/T《分析实验室用水规格和试验方法》的规定,分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水

。并将实验室用水分为三个级别：一级水、二级水和三级水。

一级水用于有严格要求的分析实验，包括对颗粒有要求的实验，如液相色谱用水。一级水可用二级水经

过石英设备蒸馏水或离子交换混合床处理后,再0.2微米微孔滤膜过滤来制取。

二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制取。

三级水用于一般的化学分析试验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制取。

水质的常用指标：

1.电阻率：

衡量实验室用水导电性能的指标，单位为M<sup>-1</sup>·cm<sup>-1</sup>

cm，随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大，实验室超纯水的标准:电阻率为18.2M<sup>-1</sup>·cm<sup>-1</sup>。

2.总有机碳：

水中碳的浓度，反映水中氧化的有机化合物的含量，单位为ppm或ppb。

3.内毒素：

革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片，又称之为“热原”，单位cfu/ml。

水质等级的技术指标：

指标 一级/ 二级/ 三级

pH值范围 ( 25 ) -- / -- /5.0-7.5

电导率 ( 25 ) , mS/m. 0.01/ 0.1 /0.5

可氧化物质 ( 以O计 ) , mg/L < --/ 0.08/ 0.4

吸光度 ( 254nm,25px光程 ) 0.001/ 0.01/ --

蒸发残渣 ( 105 ° ± 2 ) , mg/L --/ 1/ 2

可溶性硅 ( 以SiO<sub>2</sub>计 ) mg/L < 0.01/ 0.02/ --