

# 陶瓷砖胶粘剂冻融循环后的拉伸粘结强度检测 百检检测

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷砖胶粘剂冻融循环后的拉伸粘结强度检测<br>百检检测  |
| 公司名称 | 百检检测                          |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:百检<br>资质:CMA/CNAS<br>地区:全国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路2012号                |
| 联系电话 | 18601756433 18601756433       |

## 产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网，不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构，促进产品质量提升，还能还能帮助的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单，轻松实现互联网营销。

1 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.11 拉伸粘结强度

2 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.8 晾置时间

3 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.12 横向变形

4 《陶瓷砖胶粘剂》 JC/T 547-2017 7.8、7.11.4 拉伸胶粘强度

5 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.10 21d空气中，7d浸水后的剪切粘结强度

6 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.11 6h拉伸粘结强度

7 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.10 7d空气中，7d浸水后的剪切粘结强度

8 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.11 冻融循环后拉伸粘结强度

9 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.10 剪切粘结强度

10 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.8 加长晾置时间 30min，拉伸粘结强度

11 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.8 晾置时间 10min，拉伸粘结强度

12 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.8 晾置时间 20min，拉伸粘结强度

13 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.11 浸水后拉伸粘结强度

14 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.9 滑移

15 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 7.10 热冲击后剪切粘结强度