

物理降温仪-单冷敷治疗仪-冷疗机

产品名称	物理降温仪-单冷敷治疗仪-冷疗机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:HW-1600 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

物理降温仪-单冰敷理疗仪-冷疗机

型号规格：HW-1600

冷热敷机选用航空航天级半导体材料温度控制技术，融合自动式充压循环系统冷热敷医治基本原理，可以满足临床医学患者围术期的止痛、退肿、减渗等总体治疗方式要求。冷热敷机因其多用途多元化治疗方式、电子制冷温度控制技术，临床医学专家团队更新意见和诊治经验累积等优点，变成了全球同行业新的意味着。

冷敷是关节松动医治的重要内容，其核心基本原理有以下几种：

部分减温抑止了损害部分人体本身新陈代谢水准，降低了损伤后部分炎性物质积累，缓解了炎性反应；

总的来说，应用冰敷机（冰敷仪）冷敷作用在创伤后以及具有外伤很有可能功能的训练以后，一定要及时冷敷，能够尽可能减少炎症现象的水平，减轻痛苦，避免功能训练的附带伤害，也为下一步医治造就了较好的机构标准。

冰敷仪（冰敷仪）用起来便捷比较好的或是冰敷仪（冰敷仪），还是建议大家广泛应用。留意，使用冰敷仪环节中，冷敷通常是在15-20min，时长不必长也别短，这一时间刚好将热度传输到机构部位，过长时间冷敷能致使毛细血管反射扩大，反倒失去一部分冷敷的初心，并且，冷敷终归是抑止循环系统抑止机构新陈代谢的，时间太长不益于组织对发炎的自我治疗，因此冷敷一定要在科学合理的框架内执行。

自动式充压冷热敷医治系统软件本产品集聚诸多权威专家聪慧，累积珍贵诊治经验，具有ISO13485和ISO9001双质量认证体系，依靠人性化咨询顾问式营销策略，优异的品牌给患者快优恢复服务保障！

|自动式充压冰敷作用

合乎急性损伤后处理工艺新标准(POLICE治疗法)

可以有效缓解疼痛、发胀、外渗，抑止发炎高并发等

助推ERAS治疗方式，推动病人快速康复

医保收费