

饲料及饲料添加剂检测-凝结芽孢杆菌活菌数测试-百检网

产品名称	饲料及饲料添加剂检测- 凝结芽孢杆菌活菌数测试-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网总部位于国际化大都市-上海，搭建国内一站式的大型综合检测电商服务平台，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，以“为有质量的产品和生活的守护者”为使命，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

1 饲料添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 GB 34466-2017 L-赖氨酸含量

2 饲料添加剂 第1部分：氨基酸、氨基酸盐及其类似物 L-苏氨酸 GB 7300.101-2019 pH

3 饲料中叶黄素的测定 高效液相色谱法 GB/T 23187-2008 叶黄素

4 饲料添加剂 第1部分：氨基酸、氨基酸盐及其类似物 L-苏氨酸 GB 7300.101-2019 感官

5 饲料添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 GB 34466-2017 比旋光度

6 饲料添加剂 第1部分：氨基酸、氨基酸盐及其类似物 L-苏氨酸 GB 7300.101-2019 比旋光度

7 饲料中呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃它酮、呋喃西林含量的检测方法 液相色谱法 SN/T 3648-2013 硝基呋喃（呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因、呋喃唑酮）

8 饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法
农业部1486号公告-8-2010 硝基呋喃（呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因、呋喃唑酮）

9 饲料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹啉类药物的测定 液相色谱串联质谱法
农业部2349号公告-6-2015 硝基呋喃（呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因、呋喃唑酮）

10 饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法 GB/T 5917.1-2008 粒度

11 饲料添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 GB 34466-2017 重金属(以铅计)

12 饲料添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 GB 34466-2017 铵盐

13 饲料添加剂 亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3) GB 7294-2017 亚硫酸氢钠甲萘醌含量

14 饲料添加剂 亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3) GB 7294-2017 外观和性状

15 饲料添加剂 亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3） GB 7294-2017 4.10 总砷