

陕西碘分析仪标准 国产碘分析仪标准 宝德仪器

产品名称	陕西碘分析仪标准 国产碘分析仪标准 宝德仪器
公司名称	北京宝德仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路97号新元科技园D座B1门3层
联系电话	13511072523 13511072523

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京宝德仪器有限公司

碘 - 制法

空气吹出法：将含碘制盐母液加入盐酸进行酸化，控制pH在1~2，经预热至40℃左右，送入氧化器，同时通入适量空气，使料液中的碘离子氧化为碘分子，将此氧化液送至吹出塔，从上部均匀淋下，从吹出塔下部通入预热至40℃的空气，将碘吹出，含碘空气进入吸收塔，由塔上部喷淋下的水溶液吸收，并被还原生成氢碘酸。当吸收液浓度达到含碘约150 g/L时，即送入碘析器，在不断搅动下，缓慢通入，使碘游离沉淀，经过滤、加入熔融精制，冷却结晶、粉碎，制得碘成品。

碘油

碘油为脂溶性液体，具有一定的粘稠度，流速较为缓慢，显影均匀，密度高，充盈度好，能清楚地显示出阻塞的部位、病变的区域以及的走行，在一定程度上对轻度的粘连还有分离、扩张的疏通作用。其缺

点是造影24小时后还需要拍一张腹部平片，延迟1天出报告。传统的碘油制剂因粘稠度较高，国产碘分析仪标准，万一油剂逆流进入血管，有引起栓塞的风险；碘油的杂质有时还会引起过敏反应，陕西碘分析仪标准，过去做造影前还要进行过敏试验；碘油的吸收较慢，国产碘分析仪标准，在体内停留的时间略长，极偶然的情况下遇到慢性，还有可能形成肉芽肿。

北京宝德仪器——专注流动注射分析仪，高锰酸盐指数分析仪，原子荧光光度计等产品，可为客户复合材料产品选材和成型工艺提供定制化服务。我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以品质求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创**。

碘 - 安全性

大鼠经口LD50：14000mg/kg；小鼠经口LD50：22000mg/kg。本品睛、皮肤和黏膜有强烈刺激作用。人的口服致死量约为2~3g。贮存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。保持容器密封。避光保存。不可与氨、碱类物质等共贮混运。在运输过程中要防雨淋、烈日暴晒。装卸时要轻拿轻放。防止包装瓶。

北京宝德仪器——专注流动注射分析仪，高锰酸盐指数分析仪，全自动碘分析仪标准，原子荧光光度计等产品，可为客户复合材料产品选材和成型工艺提供定制化服务。我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以品质求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创**。

陕西碘分析仪标准-国产碘分析仪标准-宝德仪器(推荐商家)由北京宝德仪器有限公司提供。北京宝德仪器有限公司是从事“流动注射分析仪,高锰酸盐指数分析仪,原子荧光光度计等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡春利。