

# 康复科冷热敷治疗仪-加压冷疗仪

产品名称	康复科冷热敷治疗仪-加压冷疗仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心参数:参数百分百锁标
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 康复科冷热敷治疗仪-加压冷疗仪

冰敷和敷热自临床医学使用体验：

冰敷可让收拢，缓解一部分囊肿，可让末梢神经的敏减少而缓解疼痛，降低一部分血液，避免发炎和溃破蔓延。

可将身体内的热传导释放出来，提升排热

环境温度。冰敷可以用扁桃体摘除术后早期一部分软组织挫伤、高热病人及中暑及脑挫伤患者。

敷发热量促进发炎的消散，在发炎前期，敷发热量促进发炎的

消退;以后可让发炎局限性，有利于坏死组织的清除与管理敷热量使肌肉组织、

带等组织松弛，消除因肌肉组织抽经、强直性脊椎炎所引起的疼痛感，如等。还

次机构囊肿，使一部分毛细血管扩张。

敷热对小孩、老人及末梢循环较差病人或危重病人开展防寒保暖，以

免疫分子。敷热同冰敷操作流程类似，既可以用小方巾浸开水，揉成烘干运

用热水袋罐装开水裹纯棉毛巾敷于需要注意刚受外伤创伤(即无术后伤口创伤)

起就敷热，这样会由于推动毛细血管扩张，加剧瘀紫发胀;此刻应冰敷操纵出

敷热，以清理血管，推动气滞血瘀消化吸收消化。有时候应尽量避免敷热，脏流血不适合敷热。

脉冲循环系统冲装的优点：脉冲循环系统压力是指工作压力用以病人上并不均匀，在病人位置有着非常

密集的或者特别大压力，且这类工作压力一次不断时间很短

能会展现一定的规律性，而对称性循环系统工作压力原被功效目标所遭到压力在各部位较为匀称。

\*卧床不起的管常常处在压挤状况，很容易产生静脉血管蓝茗医治冰敷机，人性化设计计划计划方案，

在冰敷的过程当中开展脉冲冲装，避免静脉血管的

进血液的商品流通。工作压力可调式，为患者治疗方法感受。

自动式冲装冰敷作用：选用半导体元器件智能温控，可以进行温控致冷，根据把循环系统水循环系统键入和人体相对应的8个位置医冲装冰敷外伤位置，促进一部分皮肤血管收缩，缓解一部分操纵血小管缓解承受能力特别大硬块疼痛，减低神经末梢的敏感度痛阈值，缓解疼痛，手术前应用减少病人手术治疗治疗等待的时间，手术后应用确保减温止疼退肿，降低漏水，减少伤口发炎风险性。

2. 自动式冲装敷热作用：推动一部分中枢神经系统有利于伤口减轻肌腱损伤，推动退肿、炎症性化合物消化吸收推动病人迅速康

3. 多方式压力冲装作用：选用中断、各式各样方式脉冲冲装加速血液循环，加快身体渗出液流回，加快退肿，推动病人复，防止静脉血管的建设。

4. 音乐治疗：音乐频率、节奏性和有周期性声波振动能造成组织细胞的共震，伤害人脑电波、心跳、呼吸节奏等性能。有益于身体成份，调整身体传送，增强大脑皮质的体液调节，改进病人的心态，清除心神不安、轻度抑郁、忧郁症、担忧等较弱心态者应激性水平。

5. 人体解剖方案策划医用冰袋：和产品公共服务设施的人体解剖方案策划医用冰袋，可以可以用身体足踝部、规格型号脚部、盆腔、腹等位置，并且能进行身体以上每一个骨关节炎全包囊冰敷，冷敷占地总面积匀称，进一步提高冰敷预期目标。

6. 智能温控维修保养：选用的智能化温控及维修保养系统软件，避免操作失误。对患者、商品具有合理的保障。

7. 按时工作方面作用：依据患者尽量手术全过程，设定好使用时长完毕后产品全自动终止工作方面。无需工作人员按时拆装医用冰袋降低人力资源劳动效率，节约人力资源。

8. 安全防护。商品配有少水报案、阻塞报案等安全性能安全装置，进一步提高了新产品的安全系数。