

# 狂犬冲洗器-狂犬病伤口冲洗机

产品名称	狂犬冲洗器-狂犬病伤口冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 狂犬病毒现况:

狂犬病毒在全球范围内普遍分布。加入21新世纪后，狂犬病毒依然是不可或缺的公共卫生服务威胁。每一年大约是60000人丧生狂犬病毒，是至死总数小动物源性传染疾病。亚洲地区的狂犬病全一位，可能年致死人数达30000人。2004-2014年，狂犬病死亡总数在我国传染性疾病预防控制人数前3位。

狂犬病暴露后处理两个目标: 一预防狂犬病的产生; 二防止创口产生继发细菌性感染，淡化疤痕和功能恢复。

伤口处理方法: 伤口处理方法还有对创口内部结构开展彻底地清洗、消毒杀菌及其后续普外处理，这狂犬病毒产生，防止继发细菌感染起着至关重要的作用。创口清洗:用肥皂液(或其它弱碱性清洁剂)和一定压力流动性冷水更替清理咬到和划伤的每一处创口少15min。如有条件的话,建 犬病清洗机械和专用的清洁剂对创口内部结构开展清洗。随后用生理盐水冲洗创口以防止肥皂水或其它清洁剂残余。

消毒杀菌解决:完全清洗完用稀碘酒(0.025 %-0.05 %)、苯扎氯铵(0.005 %-0.01 %)或其它具备病毒灭活效力皮肤黏膜消毒液消 者消毒伤口内部结构。

- - - - 之上材料源于狂犬病预防控制系统手册(2016版)

创口清洗的必要性: 被动物咬伤而感染病毒，病毒感染在创口周边肌纤维中拷贝，狂犬病病毒通常是在创口周边肌纤维滞留少72h,可以达到两个星期之上才可以 神经系统。这一阶段创口清理至关重要，目的是为了减少创口里的细菌病毒成分，就是我们减少狂犬病发病率的一个关键对策。

建议使用机器设备：易达康多用途清创手术机 申请注册“犬咬伤”清洗机械 多用途清创手术机脉动压力清创和超音波清创手术紧密结合，脉动压力清创手术选用56KPa人体承担安全性压力，能够快速合理消除创口脏物、渍等，确保创口清洁自然环境。超音波清创手术选用40?5KHz的超声波频率，可达到98%的杀菌率，淡化疤痕。