

橡胶手套检测，橡胶手套耐压性检测

产品名称	橡胶手套检测，橡胶手套耐压性检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18165787025

产品详情

医用橡胶手套属于医疗防护用品检测的重要产品之一，对于避免医务人员免受感染具有重要的作用。质检天下检测作为国内防护产品检测机构，可提供资质的医用橡胶手套检测报告。

一、医用橡胶手套检测项目

- 1、原料检测：胶乳材料分析、定性定量分析、化学物质分析、毒性物质分析
- 2、尺寸测定
- 3、不透水性测定
- 4、拉伸性能：老化前扯断力和扯断伸长率分析、老化后扯断力和扯断伸长率分析、300%定伸负荷
- 5、手套需要灭菌处理
- 6、包装及标识检验

二、医用橡胶手套检测标准

GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套

GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套

GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套

GB 24788-2009 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量

三、医用橡胶手套检测方法标准

GB/T 21869-2008 医用手套表面残余粉末的测定

GB/T 21870-2008 天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定

YY/T 0616.1-2016 一次性使用医用手套 第1部分：生物学评价要求与试验

YY/T 0616.2-2016 一次性使用医用手套 第2部分：测定货架寿命的要求和试验

YY/T 0616.3-2018 一次性使用医用手套 第3部分：用仓储中的成品手套确定实际时间失效日期的方法

YY/T 0616.4-2018 一次性使用医用手套 第4部分：抗穿刺试验方法

YY/T 0616.5-2019 一次性使用医用手套 第5部分：抗化学品渗透 持续接触试验方法

有关医用橡胶手套产品的检测标准规定大多都是国家强制标准，也就是必须严格执行的，由此也可以看出国家对医用手套质量检测的重视程度。除此之外，医用橡胶手套的表面残余粉末、水抽提蛋白质这两项指标，也是大家在检测时需要重点关注的项目。国家规定医用收到水抽提蛋白含量不能大于 $200 \mu\text{g}/\text{dm}^2$ 。表面残余粉末限量，有粉医用手套不能大于 $10\text{mg}/\text{dm}^2$ ，无粉医用手套不能大于 $2.0\text{mg}/\text{只}$ 。