

# 音乐治疗物理降温仪-红外线测温降温退烧仪

产品名称	音乐治疗物理降温仪-红外线测温降温退烧仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	冰囊材质:聚氨酯 温度:17-39 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

物理降温仪

型号：LF-630

物理降温是高热患者除治疗外简易、有效、安全的降温方法

假使体温上升到39.4C以上，切勿使用热敷应以冷敷处理，以免体温继续升高。当冷敷布达到体温，应换一次，反复做到烧退为止。以海绵擦拭全身蒸发也有降温作用。护理潘玛丽建议使用冷自来水来帮助皮肤驱散过多的热。虽然你可以摄拭(用海绵)全身，但应特别加强一些体温较高的部位，例如腋窝及鼠蹊部。将海绵挤出过多的水后，一次摄拭一个部位，其他部位应以衣物盖住。体温将蒸发这些水分，有助于散热。

发烧本身不是疾病，而是一种症状。其实，它是体内抵的机制之一。发烧甚至可能有它的用途：缩短疾病时间、增强的效果、使较不具性。这些能力应可以抵消发烧时所经历的不舒服。

【快速启动】能在极短时间内快速启动。

【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要的意义。世界卫生组织建议，发热应选择物理降温。在保证安全的前提下，符合人体工程学的把手、轻巧灵动的机身设计，操作简便、降温速度快，值得在临床中进行推广应用,让临床操作更方便。

现如今医院多数使用冰块、冰袋、额头降温贴等传统的物理降温方式或药物降温。

1、冰块、冰袋从冰箱里拿出来温度过低，婴幼儿皮肤较嫩，特别是仍没有语言能力的患儿，在冷敷温度过低时的感受，无法表达出来，很容易造成情况。

2、额头降温贴常见成分主要是冰片、薄荷等，这些物质能让额头的局部皮肤变凉，但并不能真正让颅内温度降低，也就是说达不到真正的退烧效果，只是说能让孩子感到额头变凉，感觉舒服一点。

3、药物降温的副作用相对较大。

采用半导体制冷技术，全自动温控，清洁无污染。

温度范围在17 ~ 39 之间，温度可调，步进值为1 。

整机重量仅为2.5kg

快速降温在3分钟内达到设定温度

该治疗项目已经纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医保报销

河南清领医疗生产的“物理降温仪”采用电子控温，彩色触摸屏，温度可调可控，极端时间内达到设定的温度。机器配有温度超高、超低报警功能。红外温度感应器，可实现实时监控患者体温变化。给患者一个舒适且安全的治疗环境。

发烫就是指体温上升超出1天中人体正常体温起伏上限，发烫分成：

低烧（37.3—38 ）

中等水平度热（38.1—39 ）

高烧（39.1—41 ）

超高热（41 之上）

比较常见的传统降温方法有以下几点：

### 1、头部冷敷

头部冷敷适合小儿的一般发热，体温并不特别高的孩子。方法是将毛巾用凉水浸湿后敷在患儿的前额部，每5-10分钟更换1次。也可将水袋中灌上凉水，枕在脑下。

### 2、温水擦浴

温水擦浴适合于高热患儿的降温。方法是用32-34 左右的温水擦拭患儿的全身皮肤。在腋窝、腹股沟的部位擦拭时间可稍长一些，以助散热。胸部、腹部等部位对冷刺激敏感，不要擦拭。出疹的孩子发热不要用温水擦浴降温。

### 3、酒精擦浴

酒精擦浴适合于发热较高的患儿。方法是用30-50%浓度的酒精，如无酒精亦可用白酒代替，用小毛巾浸湿后擦拭患儿颈部、四肢、后背、手足心等部位。尤其重点擦拭腋下、肘部、腹股沟等血管丰富的部位。注意对麻疹等出疹性疾病不宜采用酒精擦浴。