

# 儿童退烧理想之选-清领物理降温仪

产品名称	儿童退烧理想之选-清领物理降温仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	冰囊材质:聚氨酯 功能:冷敷、音乐治疗、体温监测 作用:退烧降温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

小儿科独特物理退烧冰敷系统软件

型号规格：LF-630

物理退烧是高热患者除医治外简单、合理、安全降温方法，感冒发烧自身并不是病症，而是一种病症。实际上，这是身体内抵的制度之一。发高烧甚至有可能有其主要用途：减少病症时长、强化的实际效果、使较没有性。这种水平应能够相抵发热时经历过的难受。

LF-630便携式少年儿童物理退烧仪选用航空航天级电子制冷技术性，融合智能温控系统和自动式循环系统基本原理，可以实现对病人控温可持续性推进式冰敷，控温持续不断的物理退烧带去发烫病人发热量，为发烫病人减轻打开、方便快捷的预防措施。电子制冷技术性热效高、无机械设备磨擦、无冷媒,应用与维护环保无污染，降噪性强,特别适合诊疗情景。脉冲充压用不同压力转变具有按摩放松实际效果,位置尾端充压,推动静脉回流,避免静脉血栓形成。从物理学和精神层次双向减轻病人疼痛、红肿等不适。水囊选用原材料有效经久耐用,与人体细胞迎合,舒服,热传输效率高，应用过程安全、环境卫生,经久耐用

高品质感受: 10.2寸智能化系统触摸屏实际操作,简约、简单易上手，具备合乎人体工学的升级外观设计;具备安全性、方便快捷的自动式自动控制系统，操作控制风险性智能提醒;外接摄像头对冷热敷温度与人体体温具备检验、报案作用,自动识别提醒水位线和少水，更安全方便快捷;多位置的冷热敷可充压水囊,合乎人体工学，更加舒适、安全系数高;冷热交替变换迅速方便快捷，快速降温、提温，多种多样应用方式,为用户给予高品质的体验感受。

自主开发电子制冷、制暖及其脉冲充压的技术取代传统式冷热敷方法，有效预防冻、烫伤。

该治疗新项目早就纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类合作医疗报销

河南清领诊治制造出来的“物理降温仪”采用电子元器件温控，五颜六色触摸液晶屏，工作温度可调可操控性，极端主义时间内保证设定的工作温度。机器设备配有工作温度非常高、非常低报警功效。红外感应温度感应器，能够实现智能监控系统患者体温变化。给患者一个舒服且安全性治疗生态环境。

发烫就是指体温上升超出1天中人体正常体温起伏限定，发烫分成：

低烧（37.3—38℃）

中等水平度热（38.1—39℃）

发烧（39.1—41℃）

超高热（41℃ 之上）

【快速开启】能在极短时间快速开启。

【立即减温】立即采取相应减温对策对小儿疾病的原发型有十分重要作用。世卫组织提议，发烫应选用物理退烧。在确保安全的情况下，满足人机工程学的门把、轻便柔美的整体机身设计方案，操作方便、减温速度更快，非常值得在治疗内进行全面推广，让临床操作比较方便。

目前医院门诊大部分应用冰块儿、医用冰袋、前额降温贴等其他的物理退烧方法或药物降温。

- 1、冰块儿、医用冰袋从冰箱里取出来温度低，婴幼儿皮肤较嫩，尤其是仍然没有语言表达能力的患者，在冰敷温度低时的体验，没法表现出来，很容易导致状况。
- 2、前额降温贴普遍成份通常是樟脑、香薄荷等，这种物质可以让额头的部分肌肤变冷，但无法让脑部环境温度减少，换句话说无法达到真正意义上的退热实际效果，而是说可以让孩子觉得前额变冷，感觉舒服一点。
- 3、药物降温的不良反应也较大。