

# 特殊气溶胶空气消毒机-过氧化氢、次氯酸水

产品名称	特殊气溶胶空气消毒机-过氧化氢、次氯酸水
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	容量:28L 消毒面积:500-700平方米 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

【大气气溶胶它如何所产生的呢?】

- 1) 大气气溶胶大小取决于传递的距离，颗粒越低散播间距越来越远，间距可以达到数百米。
- 2) 常见的就是飞沫传染、打喷嚏的情况下，所形成的飞沫传染便是大气气溶胶的源头。假如飞沫传染内有病菌、病毒感染，即使是沉积在环境里，假如被别人触碰以后，也会有一些二次传送，感染更远方的人。
- 3) 气溶胶传播相比一样的空气传播而言，飘浮得久一点、飘得更远。好比在路上走着间到烟味儿，但身旁明明没有人，这便是香烟点燃后所形成的好几百纳米技术左右颗粒气落胶。

产品简介：

一、 主要用途：该设备用以封闭式空间消毒净化处理。

二、 作用机制：喷雾器每分能将320ml的消毒剂以极细腻雾水（少于5 μm）以大气气溶胶态弥漫着在房间里，消毒液能将尘埃粒子上残留的细菌病毒等细菌消灭；与此同时伴随着尘埃粒子吸附水份体重增加会慢慢地基沉降进而净化室内空气。

三、 可用消毒剂：次氯酸水、酸碱性氧化电位水、84消毒剂，双氧水、弱酸性水得。

四、 优势：消毒剂呈大气气溶胶形状存有，并没有盲区。喷雾器迅速，功效长久。

五、 可用场地：全部封闭空间，特别是在可用医院病房、洗手间、诊室等。

六、 主机结构：超声波换能器、喷雾系统等。

## 商品优势

- 1、消除空气中大气气溶胶DNA / RNA ,消除高效率做到99%左右。
- 2、不用空压机当做驱动力 , 防止造成极大噪音。
- 3、商品选用独特定制的工业型分散系统 , 纳纳米级液珠孔径 5 m。
- 4、合理消除空气中的残留病毒感染、病菌、DNA、RNA及残余实验试剂。
- 5、环境污染消除范畴 : 病菌、病毒感染及其它微生物菌种 , 大气气溶胶DNA /RNA , 室内甲醛、苯、氯化氢等有害物质。
- 6、适合于双氧水消毒主要用途 , 较低浓度的双氧水 ( 3% ) 做到病菌 99.9 % 的根除实际效果。
- 7、实验试剂需求量少 , 仅6 - 10ml/m 气 原材料兼容模式好 , 没有残留、耐腐蚀。
- 8、3个通风口 , 消毒杀菌三百六十度。
- 9、制造业企业具备ISO13485 品质体系认证证书。