

美容纤体丰胸综合仪

产品名称	美容纤体丰胸综合仪
公司名称	(西安)丹意达美容美体仪器设备有限公司
价格	12.00/台
规格参数	
公司地址	中国·陕西·西安市北大街假日国际公寓
联系电话	029-87396967 13991351817

产品详情

产品名称：DYT-9909 美容纤体丰胸综合仪 产品类别：美容仪器、美体仪器、减肥仪器、丰胸仪器

主要用途：

适用于：提升、祛除真性、假性皱纹、去住眼袋、黑眼圈、去除双下巴；美体减肥、美体瘦身、雕塑体形、消除橘皮样病变、瘦身消减脂肪团、排毒、紧肤；修复妊娠纹、舒筋活血、缓解肌肉紧张、酸痛；全身抗衰老(颈、背部收紧修形，胸形调整上提，腰腹周塑形，塑造臀形、腿形)；丰胸、健胸、美胸、提臀等(一次见效，一次尺寸减2-12公分，体重下降0.5-5斤，胸部提升1-3公分)。

仪器原理：丹意达美容纤体丰胸综合仪是RF纤体美容仪是集美容、减肥、丰胸为一体的多功能美容仪器。RF吸脂冰疗系统技术是可以取代手术拉皮的无创伤美容术，(此美容仪器)是一种安全的，无副作用的，无须停止工作的单一疗程的美容治疗方法，既不是激光，也不是IPL(彩光、光子)，而是非常类似微波的电磁波，磁波波谱不属于微波范围。这是通过电波高频进入皮下组织使皮下组织的自然电阻运动产生热能，当温度达到摄氏六十八至七十二度零介点，胶原质产生立即性收缩的同时，刺激真皮层分泌更多的新的胶原质来填补收缩和流失的胶原质的空缺，从而再次托起皮肤的支架，恢复皮肤弹性。目前的非手术除皱方法中，只有RF吸脂冰疗系统能起到这样的效果，故此美容仪器有替代传统手术的趋势。

医生现在终于可以自信地说：对于60岁以下的人士，完全不必手术就可以达到容颜不老、青春永驻。注

：冰波探头不可长时间空载运行，如在使用的过程中手柄温度过高导致冰头不冰，可以用湿毛巾包住手柄来操作，增强制冷效果。仪器优点：非手术；非侵入；不流血；无痛；无痕；

无创；无须恢复期；治疗时间短；

见效时间快(当时可以达到40%的效果，2-6个月可以达到90%的效果)；

保持时间长(注：胶原蛋白产生到衰败一般是3-5年)。解决丰胸三大问题：

1、手术隆胸，不安全，有后遗症 2、药物丰胸，见效慢，易反弹 3、丰胸后硬化，手感差，发热酸痛

技术参数：

项目	参数
RF频率	2.5W
RF工作时间	连续
有负压强度	- 0.09Mpa
负压流量	140L/min
吸附频率	~ 级可调

红光波长	700-2000nm
红光功率	10W
工作频率	50-60Hz
电压	100V--240V
体积	50 × 50 × 145cm
重量	31kg