

# 固体直接进样测汞仪 直接进样测汞仪 北京宝德仪器

产品名称	固体直接进样测汞仪 直接进样测汞仪 北京宝德仪器
公司名称	北京宝德仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路97号新元科技园D座 B1门3层
联系电话	13511072523 13511072523

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京宝德仪器有限公司

### 全自动直接进样测汞仪

全自动直接进样测汞仪采用电热蒸发冷原子吸收原理，冷原子直接进样测汞仪多少钱，不需要添加任何试剂，不需要进行复杂繁琐的样品前处理，直接测定固体或液体样品中的总汞，有效避免了样品前处理过程中带来汞的损失、交叉污染及环境污染等问题。仪器操作简便，分析，重复性和准确性好，检测过程绿色环保，可以广泛应用于食品安全、环境保护、疾病控制、农业、地矿、土壤、地表水及地下水、化妆品、教学研究等领域样品中汞的含量检测。

北京宝德仪器——专注流动注射分析仪，高锰酸盐指数分析仪，原子荧光光度计等产品，可为客户复合材料产品选材和成型工艺提供定制化服务。我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，全自动直接进样测汞仪多少钱，以品质求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创\*\*。

## 测汞仪：这样辨别面膜中是否有汞

方法一：把面膜中的精华液涂在纯银的首饰上，固体直接进样测汞仪多少钱，几分钟之后在白纸上划一下，如果留下黑色或是灰色的划痕则表明面膜中含有汞，颜色越深，汞含量越大。

方法二：把面膜中的精华液涂在纸上，容纳后滴上乙醇溶液放在验钞机紫外灯下观察，如果出现明显的蓝绿色荧光的就是含有汞。

方法三：找一个银饰物，把面膜中精华液涂上去，银饰物变黑就说明面膜里有铅和汞。

含有汞的面膜对脸部的伤害特别大，所以在使用时一定要选择无汞的。

## 测汞仪

测汞仪是一种高灵敏度的测汞用的原子吸收光谱的仪器。在一些金属矿床上方空气中的汞异常往往低到几至几十纳克/立方米。原有各种测汞的方法无法发现此种微弱异常。近年来研究成功的测汞仪，其灵敏度可以达到1纳克/立方米。它是利用汞蒸气能强烈吸收253.7纳米谱线的特性而设计的。仪器主要包括发射253.7纳米谱线的汞灯，气体吸收室及光电放大和测量等装置。进入吸收室的气体样品，如含有微迹的汞，则通过吸收室的光线会因部分被汞吸收而减弱。根据光线减弱的程度可以测出气体中的汞含量。由于及许多稀有气体在253.7nm附近对谱线有显著的吸收，因而产生严重的干扰。根据消除干扰方法的不同而分成多种类型的测汞仪，例如：利用捕集器使汞被截留，使干扰气体逸去；使样品气流分成两股，将一股中的汞事先移除，然后比较同一光源通过两个吸收室时的输出；利用压致展宽效应，将通过吸收室后的光线分成两股，直接进样测汞仪多少钱，一股再通过饱和汞蒸气室，然后测量两股透出光线强度的比值；利用“塞曼效应”，比较在光源上施加磁场与不加磁场时，通过吸收室的光线强度的比值。根据实用上的要求，已制成了装在汽车及飞机上进行连续测定汞的仪器，以及能就地进行测定的轻便背包式的测汞仪等。

固体直接进样测汞仪多少钱-直接进样测汞仪多少钱-北京宝德仪器由北京宝德仪器有限公司提供。固体直接进样测汞仪多少钱-直接进样测汞仪多少钱-北京宝德仪器是北京宝德仪器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡春利。