

# 加压冷热敷机（冷疗机）-自动温控 性能稳定

产品名称	加压冷热敷机（冷疗机）-自动温控 性能稳定
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 产品特点

- 1、采用10寸彩色液晶触摸屏。
- 2、采用航天级半导体制冷技术。
- 3、温度范围4.0 ~ 42.0 ，满足临床对冷敷、热敷的需求。
- 4、三种加压模式：持续模式、间断模式、脉动模式；
- 5、脉动加压压力不低于49kPa。
- 6、共计6个不同规格水袋，适用于多种部位，预留引流管通道。
- 7、水袋具备备案证书。
- 8、多重安全保护措施：水袋堵塞检测报警、超温保护、缺液报警。

### 骨科关节冷敷的好处：

- 1、减少渗出 膝关节置换术后应用循环加压冷疗系统，能缓解患者的疼痛感及关节肿胀度，达到有效止血、减少渗出的目的。减轻患者术后早期的不良反应，促进患者关节功能的恢复。
- 3、消肿 改良冰袋法经济有效，可以在术后早期减轻肿胀和疼痛，改善关节活动度，减少并发症，促进早起康复。

## 产品特点及临床优势

2、持续加压：可持续加压48小时以上

4、全自动化控制：省去医护人员反复换冰看护，全程自动化监控

现在，冷疗仪正在招商，诚邀各地医药代理商加盟代理！

## 临床应用

### 骨科

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤的术前术后以及关节置换术后，用于消肿、镇痛、消炎、减少渗出、预防骨筋膜室综合征的发生。各关节镜、椎间孔镜及骨科微创手术术后急性期的治疗。

### 外科

外科术后消肿、镇痛。

### 运动医学科

急性滑膜炎、运动型肌肉损伤、软组织损伤的治疗。

### 康复科

PT治疗术后、急性骨与软组织康复治疗、物理因子结合治疗。