

运动医学科-加压冷热敷机-康复冷疗仪

产品名称	运动医学科-加压冷热敷机-康复冷疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

冷敷可以降低局部组织的体温。对于外伤患者，冷敷导致的低温可以收缩局部血管，减少出血的同时减轻血肿对周围组织的压迫，达到消肿止痛的功效。

对于高热病人，冷敷于头额、四肢、腋窝可降低体温、改善不适感。冷敷属于物理降温，对比药物（如扑热息痛），冷敷具有操作简便、实用，取材便利，临床效果较好，而且没有严重的不良反应，是临床上中发热、疼痛疾病治疗性操作。一般发生急性扭伤（一般是24小时内）以后，扭伤部位局部是有一个血管通透性增高渗出的过程，一方面肿胀组织会压迫周围血管造成缺血、坏死，另一方面肿胀组织压迫神经导致疼痛。冷敷通过使局部温度下降，促使局部血管收缩，降低血管通透性，控制小血管破裂导致的出血和减轻张力，通过消肿缓解肿胀组织对周围组织的压迫疼痛，达到消肿止痛的功效，此外血管通透性降低，减少渗出的同时可防止出血。因此，一般扭伤24小时内的急性扭伤应该选择冰袋冷敷扭伤周围组织。

产品特点

- 1、采用10寸彩色液晶触摸屏。
- 2、采用航天级半导体制冷技术。
- 3、温度范围4.0 ~ 42.0 ，满足临床对冷敷、热敷的需求。
- 4、三种加压模式：持续模式、间断模式、脉动模式；
- 5、脉动加压压力不低于49kPa。
- 6、共计6个不同规格水袋，适用于多种部位，预留引流管通道。

7、水袋具备备案证书。

8、多重安全保护措施：水袋堵塞检测报警、超温保护、缺液报警。临床应用

骨科

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤的术前术后以及关节置换术后，用于消肿、镇痛、消炎、减少渗出、预防骨筋膜室综合征的发生。各关节镜、椎间孔镜及骨科微创手术术后急性期的治疗。

外科

外科术后消肿、镇痛。

运动医学科

急性滑膜炎、运动型肌肉损伤、软组织损伤的治疗。

康复科

PT治疗术后、急性骨与软组织康复治疗、物理因子结合治疗。