

BDP-TL生化分析仪配套超纯水机,超纯水器

产品名称	BDP-TL生化分析仪配套超纯水机,超纯水器
公司名称	杭州库弘贸易有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	拱墅区新青年广场2幢918室
联系电话	86-057187313073 13456704040

产品详情

产品型号：BDP-50/60/80/100/120TL生化分析仪配套超纯水机 工作条件：

进水水源：源水城市自来水(TDS 300时增配强化预处理单元)

源水压力1~5kg/cm² 水温5-40

工作电源：220V/50HZ，电功率：80-150W

技术参数：制水量 :50-120L/H

取水流速 1.5-2.5L/min

出水口：一个生化分析仪用水出水口、实验室级水出水口（扩增）高纯水电阻率12-17M \cdot cm@25；水质优于国家实验室GB6682-2008规格级水标准以及美国ASTM、NCCLS、CAP试剂级纯化水标准，优于多次蒸馏水。

微粒子/颗粒物（小于0.05 μ m）含量：<1/ml

微生物/菌落数含量：<1cfu/ml

总有机碳量TOC：<20ppb

硅截流率>99.9%；可溶性硅[以(SiO₂)计]:<0.1ppb；重金属去除率 99%，重金属含量(ppb.max):<0.01.

离子浓度单位：ppb

Cu ²⁺	Zn ²⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺	Ni ⁺	Cr ⁺	K ⁺	Pb ⁺	U ⁶⁺	Hg ²⁺	Mn ⁴⁺	NO ₂ ⁻	SO ₄ ²⁻
------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.02	0.02
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Na+	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Pu ³⁺	Se ⁶⁺	Co ³⁺
0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002

主机尺寸 长555mm × 宽350mm × 高1000mm

适用范围：本设备专用于与迈瑞、日立、奥林巴斯、罗氏、东芝、贝克曼、岛津、雅培、拜耳、希森美康、魅力、英诺华、东软、松上等国内外各型生化分析仪及分析设备配套的生化检测项目用高纯水。还可用于医院检验纯化水、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、常规化学分析、定性分析等设备供水。

功能特点：<http://www.kuhong168.com>

采用多兼容性接口技术，能够轻松与国内外各类型生化分析仪完全对接。

系统监控：采用高精度LED背光液晶在线水质监测仪，在线实时监测产水水质。

操作模式：微电脑全自动控制、人性化操作显示系统、出水有八种流速可调控；纯水、高纯水双流路设计，一机两用；模块化、快接式设计、全密闭造水，方便维护保养；递进式过滤系统；自动、手动冲洗维护预处理及R.O系统；系统缺水时自动报警停机，全自动操作运行，无需人工值守看管。

安全保障：缺水、断电自动保护；自动定时循环保证水质。

标配系统配备11加仑蓝色进口真空压力储水罐。出水压力2.0-3.0Kg/cm²，完全符合全自动生化分析仪的进水压力要求。

占地面积小、外型美观大方，线条流畅精美。

扩展功能：产水水质水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。