

## BDP-JZ- 精致型实验室超纯水机，超纯水器

产品名称	BDP-JZ- 精致型实验室超纯水机，超纯水器
公司名称	杭州库弘贸易有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	拱墅区新青年广场2幢918室
联系电话	86-057187313073 13456704040

### 产品详情

#### BDP-JZ- 精致型实验室超纯水机，超纯水器

，系统高效集成、外观精致、美观大方、维护便捷。广泛适用于化学、生物医药、医疗卫生、电子电力、冶炼、化工、半导体等领域，满足离子色谱、原子吸收及发射光谱、气相分析仪器、总有机碳(TOC)分析、有机物分析、分子生物学、氨基酸分析、蛋白质纯化、动植物细胞培养、组织培养等领域的用水要求。

源水：城市自来水(TDS 300时增配强化预处理单元)；温度5-40°C；源水压力1~5kg/cm<sup>2</sup> 产水水质：

纯水：电导率 5us/cm@25℃，符合中国国家实验室用水规格（GB6682-2008） 级水标准；

超纯水：电阻率 18.25 MΩ·cm@25℃，优于中国国家

实验室用水GB6682-2008的 级水标准,以及美国ASTM，NCCLS，CAP试剂级纯水标准。吸光度(254nm,1cm光程): 0.001；可溶性硅[以(SiO<sub>2</sub>)计]:<0.1ppb。产水量：10/20/30/40L/H 取水流速1.5-2.0L/min

工作电源：220V/50HZ，电功率：30-80W

BDP-JZ- 精致型实验室超纯水机，超纯水器特点与优势：智能微电脑控制，全自动制水。

一机产两种水质，纯水、超纯水双流路设计；纯水、超纯水出口均配有防尘罩 采用高精度蓝色背光LCD水质在线监测系统、实时在线监测产水水质、确保出水水质的可靠性，保证实验质量。深度预脱盐、内置防垢程序、自动冲洗预处理及RO系统、滤芯内置集成单元化设计、避免二次污染，保持长期高效运行。机箱顶盖可快速旋开，全新韩国DMT快插式接头，滤芯更换维护更便捷。

系统缺水时自动报警、停机，压力罐/水箱水满时自动停机；模块化设计、运行稳定可靠；控制电路采用安全电压，电器和水路彻底分离，避免因内部潮湿、漏水引起的电路老化损坏。所有管路均获NSF认证，<http://www.kuhong168.com> 进口名牌高压静音不锈钢水泵，配件品质高、运行稳定、成本低廉。采用美国陶氏品牌逆渗透R.O膜，可清除源水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其它有害杂质，仅仅保留水分子和溶解氧，有效去除率高达99%。

采用超大容量美国罗门哈斯Rohm

Haas核子级深处理抛光混床四柱超纯单元。通过该系统的产水水质电阻率可达到18.25 MΩ·cm。

水路装进口优质（185/254nm）双波长紫外杀菌器，超纯水在该紫外杀菌器内再经过高效循环处理过程，杀灭细菌同时消解痕量有机物。

采用美国亚美超滤组件，分子截留量为5000Dalton,确保有效去除超纯水中的热源。

进口聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤，避免取用超纯水时受到二次污染。

扩展功能：产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。

ABS注塑成型工艺机箱，永不生锈，整机一体化，外表更精巧、设计更科学。