

低温冲击镇痛治疗仪-低温镇痛仪-低温疼痛治疗仪

产品名称	低温冲击镇痛治疗仪-低温镇痛仪-低温疼痛治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 原理:CO2 温度:-78
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

低温冲击镇痛仪采用的是新的神经性低温刺激技术（NeuroCryoStimulation，NCS）通过喷枪喷射出高压（50bar）超低温（-78℃）的CO2，直接作用于治疗部位，形成干冰微晶，干冰迅速升华带走大量的热，迅速降温。

结合了高压和超低温的影响，皮肤温度（约32℃）在极短时间内（约30s）骤降到4℃以下。温度觉、痛觉、压力觉和触觉通过皮肤感受器传导到大脑皮层，中枢神经系统产生一系列的神经反射，并引起大量的生理反应：如反复的血管舒张、血管通透性的恢复，从而产生“热冲击”（Thermal Shock）”同时，热冲击效应加速淋巴回流，使渗出液被再吸收并通过静脉和淋巴系用移除，从而达到镇痛、消肿、抗炎、肌松

河南清领低温冲击镇痛仪，是一种创新的非接触性、无创、可以直达痛源的疼痛自然疗法。经过低温冲击镇痛仪治疗手柄喷出高压二氧化碳气体（干冰），在30秒内把治疗部分的皮肤从体表温度直接降到4℃以下，从而达到深度温感冲击的效果。这种深度温感冲击随即会引起一系列的生理作用，从而快速起到消肿、缓痛、解除、准确修复、抑制恶化的作用。

和传统疗法相比，该疗法具有恢复快、痛感降低快等优点。以往治疗关节扭伤，会先进行冷敷以缓解肿胀，但是患者的疼痛感仍比较强烈，消肿速度也比较慢。采用低温冲击疗法后，消肿速度是冷敷的两倍，患者的疼痛感明显降低，恢复效果也更好。