

实验室炼胶机, 实验室120炼胶机, 实验室160炼胶机

产品名称	实验室炼胶机, 实验室120炼胶机, 实验室160炼胶机
公司名称	恒通工业设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	0769-89861253 13825744148

产品详情

实验室炼胶机, 实验室120炼胶机,

实验室160炼胶机.实验室炼胶机分为电加热型,水冷型,硬齿面齿轮传动;恒通机械订购热线: 13825744148 邵丽

一,使用开炼机时应该注意事项: 6寸实验室炼胶机技术参数: 1. 一次加胶量: 0.5-3千克
2. 滚筒温度: 0~300 3. 加热方式: 电加热(油加热) 4. 温度精度: ± 2
5. 滚筒转速: 15转/分钟 6. 滚筒间距: 0~6毫米 7. 滚筒速比: 1:1.17 8. 滚筒硬度: 50°-60°
9. 滚筒处理: 镜面抛光处理 10. 滚筒尺寸: 直径160毫米 \times 辊长320毫米 11. 马达: 台湾东元
12. 电控元件: 欧母龙 13. 电压: 380V 50HZ 三相 9寸开炼机技术参数:

1. 滚筒直径 \times 长度: 230 \times 620毫米(特殊可加长) 2. 一次加胶量: 0.5-6公斤
3. 滚筒温度: 最高温度300度(水冷型为常温) 4. 控温误差: ± 2 度
(加热型辊筒采用台湾原装品牌PLD温控系统) 5. 滚筒速比: 1:1.25(可加变频) 6. 滚筒硬度: 50-60
洛氏 7. 滚筒处理: 镜面抛光处理 8. 滚筒材质: 采用进口合金钢 9. 滚筒间隙: 0~6毫米
10. 滚筒尺寸: 230mm \times L 620mm 11. 功率: 11KW 12. 重量: 2100kg
13. 体积:(W \times D \times H) 1600 \times 850 \times 1500mm 14. 安全装置: 前后多个急停开关, 紧急制动自己反转
15. 电机品牌: 台湾东元 16. 继电器: 欧母龙 实验室炼胶机, 实验室120炼胶机,
实验室160炼胶机.实验室炼胶机分为电加热型,水冷型,硬齿面齿轮传动;恒通机械订购热线: 13825744148 邵丽

9寸开炼机结构特点: 滚筒: 采用冷硬铸铁制成, 内部可给水冷却, 可蒸汽加热, 电加热。

底座: 为一体化结构, 采用钢板焊接, 作业稳定性高。

机架: 采用钢板焊接制成, 结构刚性佳。

衬套: 轴承式衬套, 外壳采用浇钢材质, 内衬高强度轴承。

刹车系统: 机械设有紧急刹车装置, 当紧急事故时, 按下急停开关, 机械立即停止。

挡板间隙调整: 电动调整、手动调整。 衬套润滑: 采用强制封闭润滑系统。