

低温冲击镇痛治疗仪-多款式 绿色医用设备

产品名称	低温冲击镇痛治疗仪-多款式 绿色医用设备
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 原理:CO2 温度:-78
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

低温冲击镇痛仪独有的低温冲击疗法，低温冲击镇痛仪应用新的神经性低温刺激技术，高压（50bar）超低温（-78℃）的CO2从治疗枪喷射出，直接作用于治疗部位，同时高压带来的冲击力。在极短时间内（约30秒）皮肤温度（约32℃）骤降至4℃以下，环境的骤变通过皮肤感受器的传导使机体迅速作出一系列应激反应，诱发神经系统的一系列神经反射，引起大量的生理反应：反复的血管舒缩，血管透过性的恢复，带来热冲击效应，快速达到镇痛、消肿的疗效。

患者在治疗后第2、3、5天低温冲击镇痛仪联合肌效贴治疗对减轻足部肿胀具有很好的疗效，可提高足踝完全消肿率，与传统冰袋相比，具有制冷方便，快速、治疗时间短、效果显著以及安全无菌等优势，能够快速减轻患者疼痛和肿胀，提高临床疗效。低温冲击镇痛仪联合肌效贴治疗可减轻闭合性跟骨骨折术前肿痛、缩短病程，临床收益大，值得临床推广。

冷疗能让运动员的身体产生应激反应，瞬间增加血液循环流量以保体各组织和器官，人体中的血液会自动向体内的器官。当运动员离开低温环境，这些充满过心肺和其它器官的血液，会满载着活跃的氧气再一次回涌到肌肉里，从而起到一种清洁作用，清除体内累积的乳酸物质，并为身体各部分补充能量。同时，这个治疗可以有效降低炎症和乳酸，从而加速运动员身体恢复。

而对于一些普通的职业运动员来说，可能他们没有条件进行如此高大上的冷冻疗法。但在比赛结束后，也是可以泡一泡冰水浴来达到同样的效果。

低温冲击镇痛仪是国外很多运动员采用的恢复方法。训练或比赛后使用低温镇痛治疗是一种日常快速恢复手段，而且这种方法能够有效使血管收缩，减少肿胀、发炎、疼痛及肌肉等问题。