

物理降温（降温治疗）-热射病科学解决方案

产品名称	物理降温（降温治疗）-热射病科学解决方案
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

减少热射病病死率的关键是防止。高效的防范措施是防止持续高温（高低温）及不自然通风的生活环境、降低和防止中暑所发生的风险源、确保足够的休息日、防止脱干的产生，立即物理退烧，从而降低热射病发生率及病死率。

高烧，体温达40 °C，伴脑血管意外，初期损坏的人体器官分别为脑、肝、肾、心血管。患病后病人出汗多，脉压增大，可产生横纹肌溶解、急性肾衰、肝衰竭/DIC，还可以发生谵妄、晕厥、眼瞳对称变小、低血糖、休克等

一、减温医治方案

快速降温是预防的前提，快速减温确定病人的愈后。

包含身体之外减温、身体内减温。

身体之外减温价钱病人转移至自然通风较好的低温，脱去衣服，同步进行肌肤肌肉按摩，推动排热。

身体内减温：身体之外减温失效者，用冰盐水开展胃肠道灌洗等

LF-630便携式物理退烧仪选用航空航天级电子制冷技术性，融合智能温控系统和自动式循环系统基本原理，可以实现对病人控温可持续性推进式冰敷，控温持续不断的物理退烧带去发烫病人发热量，为发烫病人减轻打开方便快捷的预防措施。 不断物理退烧，带去发热量，降低继发性对患者伤害。

协同药品应用，提升减温速率，降低各种各样。 温度控制器，控温减轻，提升减轻性。

有利于排热，提升体验，缓解患者烦躁不安、痛楚心态。

冰敷环境温度可调式可控性，降低冰凉刺激性，提升减轻舒适度。

高质量体会: 10.2寸智能化触摸显示屏操作过程,简洁、简单易操作，具有符合人体工程学升级造型设计;

具有安全系数、便捷的全自动控制系统，操作控制风险提示功能;外接摄像头对冷热敷环境温度与人体温度具有检测、报警功效,自动检索提示水位和少水，安全系数高省时省力;多区域的冷热敷可冲装水囊,符合人体工程学，更舒适、安全性能高;热冷转换快速省时省力，快速降温、升温，各种各样运用方法,为顾客给与高质量的真实体验。