

# 河南鸿达E光美容仪器

产品名称	河南鸿达E光美容仪器
公司名称	鸿达美容美体
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市北下街M3特区15号89号
联系电话	0371-53788326 13283809022

## 产品详情

业务咨询：13283809022 Q/Q: 1367235813 联系人: 杨经理 适用范围

一、嫩肤头适合范围 取斑：雀斑、黄褐斑、晒斑、老年斑、胎记及部分色素沉着。 暗疮：结疔型暗疮、粉刺性暗疮、过敏性暗疮、

红血丝：先天性红血丝、换肤后红血丝、红面、红斑、皮肤过敏及敏感 嫩

肤：收缩毛孔、去黑头、祛皱美白、祛除川字纹、鼻唇沟皱纹 二、脱毛头适合范围 脱

毛：腋毛、胡须、四肢毛发、发髻线、比基尼部位 技术特点：

1、\*采用8倍大气压光源和进口蓝宝石晶体，“制冷控制系统，光头温度”。

2、\*纯进口的蓝宝石导光晶体，光头终身使用，无须更换

3、\*超强过滤系统和自动控温功能保障了治疗的安全、高效、快捷。

4、\*全注塑外壳，防漏电、抗干扰，晶体系统更稳定。

5、\*大水箱设计，散热效果更好，持续工作时间长。

6、\*非介入无痛苦治疗，术后可当场洗脸化妆，不影响正常工作生活。

7、\*带有水温检测系统，超过临界点，将自动发出警告。

8、\*本机壳采用专用塑胶ABS，安全防漏电，移方便，轻巧科学。 技术参数：

波长：\*祛血丝:530-1200nm \*脱毛:640-1200nm \*祛斑:580-1200nm \*主机尺寸:72cm × 46cm × 47cm

\*包装尺寸:74cm × 56cm × 60cm \*光源：美国8倍大气压氙灯

\*光学传输:直接藕合式冷却蓝宝石光导晶体 \*光斑面积：10 × 40mm \*脉冲间隔：1-10ms

\*脉冲数1-15个 \*重复频率：1S, 2S, 3S \*能量：0-50J \*净重：28KG \*重量：33KG

\*冷却系统：水冷+半导体+风冷 \*连续工作时间：20小时

\*电源：AC220V ± 10%,50/60HZ (可选配110V ± 10%,50/60HZ) 本仪器免费保修一年，终身维护。

鸿达（郑州）美容美体设备有限公司 长期供应:美容仪器、减肥仪器、丰胸仪器、减肥机、丰胸仪、美胸仪、健胸仪、减肥仪、瘦身毯、皮肤测试仪、振脂机、远红外线太空舱、减肥设备、丰胸设备、美容设备、、远红外线溶脂毯、远红外线溶脂灯、排毒仪、塑身仪、手诊仪、虹膜仪、多功能美容仪、、美颜专家、深层活细胞美容美体仪、、美容仪器、美体仪器、远红外线加热腰带、远红外线加热手套、加热带振动手套、

地址：郑州市北下街15号M3特区89号（二七广场向东100米）咨询热线：0371-53788326 13303826015  
QQ：2387561297 邮箱：[hongdameirong@163.com](mailto:hongdameirong@163.com). 网站：<http://www.hnhdmr.com>