

奶嘴食品接触材料检测介绍

产品名称	奶嘴食品接触材料检测介绍
公司名称	深圳市讯道技术有限公司检测认证
价格	.00/件
规格参数	所产地:深圳 报告模式:中英文可选 服务能力:双资质
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	075523312011 13378656621

产品详情

奶瓶奶嘴食品接触材料检验详细介绍

普通顾客应该没有听说过食品接触材料检验或是食品包装材料检验。可是一定知道与厨房用具与大家日常生活密切相关，但实际上，他们中很有可能带有对人体健康有影响的化合物，取决于食品触碰环节中产生迁移，进而威胁到身体健康。近期针对婴幼儿所使用的奶瓶奶嘴主流媒体做了许多的新闻报道。亿博第三方检测机构的人士对于奶瓶奶嘴产品进行了如下所示详细介绍：

针对奶瓶奶嘴的基本知识你真的知道吗呢？怎么样的婴儿奶瓶奶嘴才算是符合要求的奶瓶奶嘴呢，也敢说你是达标的妈妈吗？奶瓶奶嘴做为初生儿的必备用品，其安全性能备受瞩目，那在中国制造的婴儿奶瓶奶嘴实际有些什么检验要求及检验项目呢？

我国对于食品包装材料也颁布了一个新的政策法规，对于奶瓶奶嘴可以参考一下GB 4806.2-2016.

食品安全国家标准 奶瓶奶嘴

GB 4806.2-2015通用性规定外型

浸泡液

总迁移量（蒸馏水，40℃，24h）

总迁移量（4%甲酸，40℃，24h）

总迁移量（50%酒精，40℃，24h）

高锰酸钾溶液使用量（蒸馏水，40 ，24h）

重金属超标（以铅计）（4%甲酸，40 ，24h）

锌（Zn）迁移量（4%甲酸，40 ，24h）

N-亚硝酸释放出来量（人力唾沫、40 ，24h）

N-亚硝酸可反应物释放出来量（人力唾沫、40 ，24h）

天然胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶瓶奶嘴2,6-二-叔丁基对甲甲酸迁移量（蒸馏水，40 ，24h）

2,6-二-叔丁基对甲甲酸迁移量（4%甲酸，40 ，24h）

2,6-二-叔丁基对甲甲酸迁移量（50%酒精，40 ，24h）

2,2'-甲基双-（4-羟基-6-叔丁基苯酚）迁移量（蒸馏水，40 ，24h）

2,2'-甲基双-（4-羟基-6-叔丁基苯酚）迁移量（4%甲酸，40 ，24h）

2,2'-甲基双-（4-羟基-6-叔丁基苯酚）迁移量（50%酒精，40 ，24h）

硅胶奶瓶奶嘴挥发性物质