

# 美国西特setraMRMS多房间状态监控器

产品名称	美国西特setraMRMS多房间状态监控器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

美国西特setraMRMS多房间状态监控器

Setra MRMS的型号MRMS-S MRMS-B

美国西特setraMRMS多房间状态监控器的物理参数

壳体 阻燃塑料 UL94V-0

外形尺寸 584" Hx7.45" Wx0.38" D

安装 安装在双层三个一组的小三配电箱

重量 481g

显示 4.3" 下FT彩色LCD触摸屏. 480x 272

美国西特setraMRMS多房间状态监控器的通信

BACnet MS/TP ASC

CE 符合欧盟压力指令

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1. 第3版

美国西特setraMRMS多房间状态监控器的环境参数

工作温度 0- +50 °

储存温度 -30 - +70 °

工作湿度 5-95% RH 无结露

电源输入 电气参数 (电压) 18-32 VAC, 50-60HZ

功耗 10W

电路 2线制 (激励, 公共端)

\*\*电子元件的工作温度限制, 压力介质的温度可能明显较高或较低

Setra MRMS 可监控多达8个房间的关键室内状态, 并提供声音/可视警报。其采用的4.3”彩色LCD触摸屏易于操作, 并且非常适合用于需要从中央护士站监测关键房间状态的医疗设施。MRMS 提供Auto-Discover (自动搜索) 功能, 可自动查找和连接其他Setra BACnet 产品, 并导入全部MAC地址、BACnet 对象和其他数据, 且允许客户对相关设定参数命名。

提高患者安全 节约安装成本 (时间和人力) 减轻护理人员的负担

成功应用案例: · Jewish General Hospital 犹太总医院 · Mayo Clinic 梅约疗养院 · Naval Hospital Camp Pendleton 彭德尔顿营海军医院 · St. Judes Childrens Hospital 圣裘德儿童医院 · Veterans Affairs (VA) Medical Center 退伍军人事务部 (VA) 医疗中心

显示较多8个房间的实时反馈

现代医疗要求护理人员和设施专业人员, 监测从患者状态到病房环境条件的所有一切。因为人们不可能同时出现在两个地方, 所以 Setra 设计了 MRMS, 提供在中心监测站安装单台设备, 就能监测多达8个房间状态的方案。MRMS可显示实时数据, 并且为护士和维护人员等高需求的人群提供声音和可视警报。

无需设置 - 通过 BACnet 自动查找您的房间

MRMS 具有独特的 “ Auto-Discover (自动搜索) ” 功能, 安装人员按下相关按钮, 即可快速定位所有Setra 公司的 SRCM 或 SRPM 系列室内压力监视仪。该功能使用BACnet MS/TP 协议来查找所有 Setra 单元, 并自动检索数据。在确保每个单元都正确安装方面, Auto-Discover 功能可节省大量时间, 且免去不必要的麻烦。