

湖州美白牙膏铅含量测试砷含量检测

产品名称	湖州美白牙膏铅含量测试砷含量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，是一种洁齿剂，由摩擦剂、保湿剂、增稠剂、发泡剂、芳香剂、水和其他添加剂（含用于改善口腔健康状况的功效成分）混合组成，一般呈膏状，通常会抹在牙刷上，用于清洁牙齿，保持牙齿美观和亮白，有着很悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，现在牙膏品种已由单一的清洁型牙膏，发展成为品种齐全、功能多样，上百个品牌的多功能型牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

可对各类牙膏进行成分分析检测，包括儿童牙膏，含氟牙膏，美白牙膏，孕妇牙膏，蜂胶牙膏，药物牙膏等，

牙膏检测范围

药物牙膏、液体牙膏、气雾剂牙膏、含氟牙膏、美白牙膏、中草药牙膏、幼儿牙膏、竹炭牙膏、防龋牙膏、抗菌消炎牙膏、防垢牙膏等

牙膏检测项目

质量检测，氟含量，微生物，去污力检测，膏体，ph，过硬颗粒，菌落总数，霉菌和酵母菌总数，粪大肠菌群，铜绿假单胞菌，，铅含量，砷含量等。

编号 项目

1 菌落总数

2 霉菌和酵母菌总数

3 耐热大肠菌群

4 铜绿假单胞菌

5

6 膏体

7 PH

8 稳定性

9 过硬颗粒

10 铅 (Pb) 含量

11 砷 (As) 含量

12 可溶氟或游离氟 (含氟牙膏测试项)

13 总氟量 (含氟牙膏测试项)

牙膏检测标准

GB/T 35832-2018 牙膏磨擦值检测方法

GB/T 8372-2017 牙膏

GB/T 32677-2016 牙膏中无机亚盐的检测方法

GB/T 32118-2015 牙膏中甲醛含量的测定

GB/T 32121-2015 牙膏中4-氨基环己甲酸(凝血酸)的测定

GB/T 32122-2015 牙膏中12种硝基咪唑类药物的测定

GB/T 31532-2015 牙膏中丁磺氨钾和糖精钠的测定液相色谱法

GB 24567-2009 牙膏工业用单氟磷酸钠

GB 24568-2009 牙膏工业用磷酸氢钙

GB/T 23957-2009 牙膏工业用轻质碳酸钙

GB/T 22730-2008 牙膏中的测定

GB 22114-2008 牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇

GB 22115-2008 牙膏用原料规范

GB 8372-2008 牙膏

GB/T 21842-2008 牙膏中二甘醇的测定