

郑州血栓检测仪

产品名称	郑州血栓检测仪
公司名称	郑州仪美康医疗电子科技发展有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市陇海西路凯旋门
联系电话	0371-68625883 18638211580

产品详情

仪美康血栓检测仪只需一毫升血，而不加任何试剂，在10分钟内即可看到人体血栓病、血栓前兆病理变化所产生的直接或间接的信息，并以此结合临床对血栓疾病做出提示。特别对提示微循环障碍、血栓前状态及肿瘤等病理生理环节的研究，更具有重要的临床意义。对人体亚健康的状态做出评估，对血栓病做到了提前预报、提前检测，预防了心梗、脑血栓病的发生和复发，就是一个患者在没有得上脑血栓或心梗之前检测他体内有没有隐形血栓（血栓因子）做到早发现早治疗的目的，防止脑血栓、心梗的发生。检查结果直观明了、准确。该仪器采用高配置系统可同时检测多人。该仪器由机械传动系统、恒温系统、电子程序控制系统、旋转环、计时系统、显示系统及打印系统组成，分MR-4型MR-8型,MR-12型,MR-16型,及打印一体机的豪华款血栓检测仪，是心脑血管产品促销的首选。

郑州仪美康MR-12血栓检测仪只需一毫升血，而不加任何试剂，在10分钟内即可看到人体血栓病、血栓前兆病理变化所产生的直接或间接的信息，并以此结合临床对血栓疾病做出提示。特别对提示微循环障碍、血栓前状态及肿瘤等病理生理环节的研究，更具有重要的临床意义。对人体亚健康的状态做出评估，对血栓病做到了提前预报、提前检测，预防了心梗、脑血栓病的发生和复发，就是一个患者在没有得上脑血栓或心梗之前检测他体内有没有隐形血栓（血栓因子）做到早发现早治的目的防止脑血栓、心梗的发生。检查结果直观明了、准确。郑州仪美康电子科技有限公司现经营MR-4型隐形血栓检测仪、MR-8型体外血栓检测仪、MR-12型2012龙年新款多环血栓检测仪，从血栓仪的价格到血栓仪的功能再到血栓仪的准确率及性能的稳定性都在同行的前列。最新款血栓检测仪的参数 转速： 7 ± 0.5 RPM

温控精度： 37 ± 0.5 样品量：1ml全血 样品检测时间：10分钟 电源：
AC220 \pm 10V/50Hz 最大功率：500W 平均消耗功率：50W 外形尺寸：460 \times 280 \times 260mm

重量：13Kg MR-12款血栓检测仪的先进之处 就是一个患者在没有得上脑血栓或心梗之前检测他体内有没有隐形血栓(血栓因子)做到早发现早防治的目的防止脑血栓心梗的发生。

操作步骤和注意事项（一）仪美康MR-12型2010最新款全自动血栓检测仪操作步骤

- 1.插上电源，按下电源（POWER）开关，开始加温，加热（HEAT）灯时高时暗，亮时处于加热状态。
- 2.加温达10分钟以上后，37 灯亮，根据室温适当微调，“调温”（TEMP）旋钮，顺时针升温，逆时针降温。
- 3.检查塑料管是否干净清洁。
- 4.采用直取法静脉取血，邓容积为2——5ml的干净注射器，取血1ml
- 5.血样装灌圆环，沿塑料环不端管壁，徐徐地将1ml血样注入管内，随即连接成圆环，套在有机玻璃上，捺于相应的转盘内。
- 6.按下相应转盘下部的按钮，电机转动，计时开始，聚光灯高，可开始观察，并对应时间，作好记录。7

.在圆盘旋转10分钟后，电机在二个样品均已到时情况下，会停止转动，并自动报警，聚光灯开始闪烁。这时，可取下有机玻璃套环，打开连接血管，将环管内血样，连同形成的血栓，全部倒在一张干净的滤纸上，观察血栓形状的大小，用分规尺测量血栓的长度。仪美康MR-12型多环血栓检测仪四组电机驱动，A、B、C、D各为一个电机驱动计时按钮启动工作时，相应的按钮灯亮，表示计时显示该环的时间。仪美康MR-12新款血栓检测仪的先进之处只需一毫升血，而不加任何试剂，在10分钟内即可看到人体血栓病、血栓前兆病理变化所产生的直接或间接的信息，并以此结合临床对血栓疾病做出提示。特别是对提示微循环障碍、血栓前状态及肿瘤等病理生理环节的研究，更具有重要的临床意义。对人体亚健康的状态做出评估，对血栓病做到了提前预报、提前检测，预防了心梗、脑血栓病的发生和复发，该设备进入市场以后被予以为健康的“保护神”和“预警器”、21世纪血栓病领域的又一“CT”。就是一个患者在没有得上脑血栓或心梗之前检测他体内有没有隐形血栓（血栓因子）做到早发现早治的目的防止脑血栓心梗的发生。检查结果直观明了、准确。河南-郑州-仪美康隐形-体外血栓检测仪的原理 仪器的温度和人体温度37度一致，仪器离心机转动的速度和人体内血液循环的速度是一样。在这样的条件下，健康人的血液是不会发生改变的。血液的主要成分是由红细胞组成的，而每个健康的红细胞的表面都带有负电荷，我们都知道电，负、负相排斥，正、负相吸引，细胞也一样。当随着我们年龄的增长，新陈代谢不正常的时候，往往红细胞表面被脂肪膜包裹，使红细胞表面的负电荷减少或消失，正电荷增加，就导致了红细胞正、负相吸引，形成了所谓的血栓。血栓检测仪就是利用离心技术，让红细胞相互撞击，使带负电荷的健康红细胞和带正电荷的不健康的红细胞，产生一种自然界的物理反应，正、负相互吸引的原理，检测出红细胞正负相吸引的数据，来判断出血栓前兆的基本情况。如果红细胞表面负电荷没减少的话，我们抽出来血是什么样，经过仪器检测之后的血不会发生改变，血栓的形成实质上就是红细胞的粘连。我们这个仪器的检测原理和大家到医院看病时，大夫给做人造血栓实验的道理是一样的。郑州仪美康电子科技有限公司主要生产和经营亚健康诊断仪器和美容检测仪器主要有：全息 量子 生物电 血栓 经络 手诊 体控 乳腺 虹膜 弱磁 共振 分析仪 保健 促销

郑州仪美康科技发展有限公司是一家专业从事医疗电子的专业化、规模化、产业化的高科技企业。公司致力于亚健康检测仪器和美容检测仪器及保健仪器的研制、开发、生产、销售，以忠诚、专业的职业操守，以一切以顾客满意为核心的理念，以永恒的合作为主题，服务广大经销商，服务每一个顾客。可为客户定做各种医药、保健品促销仪器。