

扬州医用口罩BFE PFE VFE过滤效率测试

产品名称	扬州医用口罩BFE PFE VFE过滤效率测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

广分质检面向全服务生产企业，提供各类日用防护检测，一次性使用用检测,用外科检测，用防护检测,N95检测，针织检测，自过滤式防颗粒物呼器等成品及用原材料检测。

广分提供各类型检测 熔喷布检测

提供各类检测

《YY 0469-2011用外科》是食品品督管理局发布的标准，属于中华人民共和国行业标准。从2013年6月1日开始实施使用，废除旧标准《YY 0469-2004》

对于《YY 0469-2011用外科》的具体技术要求和检测要求，们现在给大家了解下：

1、外观：

外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。

2、结构与尺寸：

佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颚。应符合标志的设计尺寸及允差。

3、鼻夹：

上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。

鼻夹长度应不小于8.0cm。

4、带：

带应戴取方便。

每根带与体连接点处的断裂应不小于10N。

5、合成液穿透：

2ml合成液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向外侧面后，内侧面不应出现渗透。

6、过滤效率：

细菌过滤效率（BFE）：的细菌过滤效率应不小于95%。

颗粒过滤效率（PFE）：对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。

7、压力差（p）：

两侧面进行气体交换的压力差p应不大于49Pa。

8、阻燃性能：

材料应采用不易燃材料。

离开火焰后燃烧不大于5s。

9、微生物指标：

细菌菌落总数CFU/g： 100

大肠菌群：不得检出

绿脓杆菌：不得检出

金黄色葡萄球菌：不得检出

溶性链球菌：不得检出

真菌：不得检出

包装上标志由“ ”或“ 无菌 ”字样或图示的应无菌。

10、残留量：

经的，其残留量应不超过10ug/g。

11、皮肤激性：

材料原发性激指数应不超过0.4。

12、细胞性：

的细胞性应不大于2级。

13、迟发型超敏反应：

材料应无致命反应。