

-人体体测仪-人体脂肪测试仪-人体测试仪-体测分析仪器

产品名称	-人体体测仪-人体脂肪测试仪-人体测试仪-体测分析仪器
公司名称	北京伊源伟婷美容美体仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区政馨园四号
联系电话	+86-010-66482928 13681520181

产品详情

北京伊源伟婷公司供应:采用AVR微电脑控制器的精确测量,以全新DXA法统计为基础,通过多频生物电阻抗分析法(MFBIA)分析人体成份:体脂肪、体重、BMI(身体质量指数)、非脂肪量等各项健康指数,有效指示客人的身体健康状况,为科学减肥提供依据。一种被认为是健康产业划时代的成果。是健康顾问,它为每个测试者提供独立的健康分析数据。从而制定新的减肥疗程和节食运动计划。适用于各大健身所、美体中心、体检中心、高级会所、减肥项目配套等。准确把握纤体的效果,为制定纤体疗程提供科学依据。合理的减轻和控制体重,从而保持量佳体能。区分肌肉型超重和肥胖,寻求最佳的控制体重方法。指导能量摄入和膳食中营养素摄入的比例。指导采取营养恢复措施,促进肌肉的最大合成。评价疗程康复的效果,指导科学纤体、科学训练、科学健康、科学营养。了解并检测表少处体质与健康的状况,制定切实可行的锻炼计划。了解环境、营养及其他因素对身体成份的影响。了解不同类别群体成份的差别。作为降低心血管、某些和其它一些慢性疾病发病率的重要预防措施。测试方法:多频生物电阻抗分析法(MFBIA)。测试部位:左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多个电阻抗测量。测试频率:通过3个不同的频率(20KHZ、50KHZ、100KHZ)。电极方法:8点接触式电极。人体成份计算方法:不使用经验值估算。输出值(25)项:身体水份含量(TBM)、蛋白质、无机盐、骨量、体重、标准体重、去脂体重、骨骼肌(SMM)、BMI、体脂百分数(PBF)、腰臀脂肪比率、水分比率、肥胖诊断、营养评估、体重评估、肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评估、基础代谢量、生物电阻抗、身高。电源:输入电源AC100-240V,50/60HZ,显示屏幕:320 240 STN液晶触摸屏,操作语言:英语及多语种选择,数据储存:50000×10及可用SD卡无限扩充,外部储存:SD卡转电脑少量储存,外部接口:RJ-45,USB2,打印机接口:USB,IC卡管理:标准IC卡管理,打印机:A4彩色纸喷墨打印机(厂家指定型号),内置热敏微打,操作环境:温度10-40 (50-104),湿度30-80%RH,500-600hpa,保存环境:温度0-40 (32-104),湿度:30-80%RH,500-600hpa,测量体重范围:10-200Kg测量年龄范围:10-99岁测量身高范围:90-200cm,外接扩展项目:超声自动身高测量仪(选购)公司网站<http://www.yywt.cn> <http://www.yywt.net>联系电话;010-66482928,手机;13681520181,QQ;6488051,联系人;王经理