

甲苯法水分测定仪 控制药品中的含水量

产品名称	甲苯法水分测定仪 控制药品中的含水量
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	18880.00/件
规格参数	提取瓶容积:500ml 接收容量:10ml 接收器刻度:0.1ml 磨口 24
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

甲苯法水分测定仪 控制药品中的含水量

产品介绍

挥发油测定仪挥发油是一类在常温下能挥发的、可随水蒸气蒸馏的、与水不相混溶的油状液体的总称。适用于制药工业、药物研究、日用化学工业、食品工业等单位对药物、植物组织中含有挥发性成分的挥发油含量，作测定用。原理是将样品中的水分与挥发油的共沸液蒸出、冷凝并收集馏液，由于密度不同，馏液在接收管中分层，从而提取出样品中的挥发油。

甲苯法水分测定仪是《中国药典》等药品标准中的常规检查项目，旨在控制药品中的含水量，以防药品霉变、水解、氧化等。利用水在甲苯中溶解度小，且甲苯的沸点较低的特性，将甲苯和一定量的样品放入装置中，供试品种的水分和甲苯蒸汽一起蒸出，收集蒸馏液，冷却后待水与甲苯分层后从水分测定管中读出供试品种的含水量。

产品特征

- 1、7英寸大液晶触摸屏显示控制，可升级程序控温和远程操作系统
- 2、4位独立加热系统，保证每只样品可独立操作
- 3、电热套加热方式，升温速度快，回流速度快，大大缩短提取时间
- 4、内置循环水管路，操作简单方便（可升级为内置冷却装置）
- 5、具有过压，过热，漏电多重保护装置，无需看管，保证机器长时间使用的安全性
- 6、可升级成内置冷水系统，无需外接水源。

甲苯法水分测定仪 控制药品中的含水量技术参数

产品型号 EJ-400A

每批提取样品数 4个

提取瓶容积 500ml/个

接收容量 10ml

接收器刻度 0.1ml 磨口 24

接收器直径 15

控温范围 室温+5 ~300

加热套功率 300W*3

电源电压 220V ± 10V频率50Hz

外型尺寸 450*230*775 mm

重量 20kg

甲苯法水分测定仪 控制药品中的含水量 厂家承诺

1.严格的质检程序

上海恩计仪器的每一道生产工序都必须经过厂内质量检验部门检查、试验，合格后开具转移单，重要的填写检验记录，凭转移单才能转下一道工序或者出厂。上海恩计对设备质量把关十分苛刻，只为做出高品质的优良稳定实验仪器，让您在使用中得到更好的体验，在您科学实验工作的路上助您一臂之力！

2.超长的保修期限

凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，所有仪器用户验收后质保一年，因产品质量产生的一切费用由我方承担。超保质期后所有零配件低价终身长期供应，终生提供维修服务。

3.完善的售后服务

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，恩计在接到通知后，维修人员保证在1-2小时内电话技术指导，接到故障电话后必定24小时内做出解决方案。