

# 柔软剂软片清润生物科技全能型软片打造国内一流品牌

产品名称	柔软剂软片清润生物科技全能型软片打造国内一流品牌
公司名称	青岛清润生物科技有限公司
价格	.00/袋装
规格参数	
公司地址	青岛城阳区城区工业园
联系电话	0532-87732009 13969693788

## 产品详情

青岛清润生物科技有限公司是专业从事各类纺织印染助剂的研发、生产销售及为客户提供专业的技术服务。多款多条软片生产线，新建现代标准化生物酶制剂生产车间。软片、氨基硅油、嵌段硅油、软油精、酵素、退浆酶、除氧酶等系列化产品。全能型软片 A G 一、物化指标 \* 组成：脂肪酸有机胺化合物 \* 外观：浅黄色片状物 \* PH值：4-6（10%浆液） \* 离子性：弱阳离子 \* 稳定性：AG乳化液对酸，弱碱及电解质均有良好的稳定性。二、化料方法 \* 将软片按8-10%比例加入室温水中，搅拌中逐渐加热升温75-80 至完全溶解（需15-30min），呈均匀浆状，冷却备用。三、使用工艺 \* 浸轧式：2-3g/L、温度30-40 、二浸二轧或一浸一轧。 \* 浸渍式：0.3-0.8%（o.w.f）、浴比1:10-15、温度40-50 、15-30min。四、应用特性 \* 低泡、低粘度。 \* 具有极低的黄变系数，可用于对色泽要求严格的织物。 \* 具有阳离子软片的手感特征。 \* 具有极强的耐盐、耐电解质性能。 \* 适合于任何染整工艺五、注意要点 \* 请在使用前先进行小样实验。 \* 应用时，请用户结合设备和织物品种类别，进行优化工艺试验，选择最佳工艺。 \* 若与其他柔软剂或印染整理剂拼用时，请事先进行相容性实验，以达理想之目的。六、贮存及包装 \* 在5-30 环境下正确存放，该产品的贮存期为一年（注：本品宜贮于室内）。 \* 包装为25kg/袋，塑料编织袋。安全：使用本产品时，产品安全建议及说明应该标出：采取处置化学品所需要安全防范措施。地址：青岛市城阳城区工业园 电话：0532-87732009 网址：WWW.qdqingrun.com 传真：0532-87750116 邮箱：qdqingrun@163.com 联系人：纪先生 13376427986 QQ:2448088926