

# 飞利浦MP20 MP30 MP40 MP50 MP60 MP70 M1019A模块

产品名称	飞利浦MP20 MP30 MP40 MP50 MP60 MP70 M1019A模块
公司名称	新余多乐生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105
联系电话	18879071075

## 产品详情

### 产品描述

飞利浦 MP 系列 M1019 模块

飞利浦MP20 MP30 MP40 MP50 MP60 MP70

M1019A模块

IntelliVue G5 的气体类型模块自动检测试剂和混合信号以进行能量测量。基于先进顺磁技术的快速氧气测量是 G5 的标准配置。IntelliVue 气体模块占地面积小，可用于低敏度设置。同时，自动代理 ID 和混合代理测量等功能可用于高敏度测量。

特点：可靠、经济

产品名称：飞利浦

类型：M1019A

应用：ICU、医院设备

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：飞利浦M1019A模块

送货政策

我们会在收到付款后48小时内发货，由快递公司按照标准进行投保和跟踪。

对我们来说，重要的是您的设备能够快速安全地到达。  
费用将取决于您所在的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。

如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它什么时候到货，请联系我们。

品牌 飞利浦 颜色 白色

材料 塑料 使用状况良好

重量 12.00 磅起订量 1 件

产品详情

飞利浦MP20 MP30 MP40 MP50 MP60 MP70 M1019A模块

统计数据、波形和趋势：

七氟醚

异氟醚

氟烷

地氟醚

安氟醚

笑气

二氧化碳

氧

气道呼吸频率

MAC值

自动代理识别

混合剂的测量

如果您对飞利浦 MP20 MP30 MP40 MP50 MP60 MP70 M1019A  
模块感兴趣，请随时与我们联系。