

飞利浦 MP 系列病人监护仪 M3001A 模块 NIBP 板 M3001-66417

产品名称	飞利浦 MP 系列病人监护仪 M3001A 模块 NIBP 板 M3001-66417
公司名称	新余多乐生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105
联系电话	18879071075

产品详情

产品描述

飞利浦M3001A模块NIBP板M3001-66417

飞利浦MP系列病人监护仪M3001A模块NIBP板M3001-66417

品牌：飞利浦

材质：金属

颜色：蓝色

特点：可靠、经济

产品名称：飞利浦M3001A模块NIBP板M3001-66417

类型：M3001-66417

应用：ICU、医院设备

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

保修：6个月

发货时间：48小时内

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：飞利浦M3001A模块NIBP板、M3001-66417模块

送货政策：我们会在收到付款、投保和跟踪后立即安排快递公司运送货物。快速安全地交付您的设备对我们来说至关重要。费用将取决于您的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它何时到达，请联系我们。

简要描述;简介

飞利浦M3001A模块NBP板M3001-66417适用于飞利浦MP系列病人监护仪。准确的说是监护仪上用于无创血压功能的电路板，所以这部分是整个监护仪必不可少的部分，起着至关重要的作用。

更多详情

关于 NIBP 的一些细节：

无创血压用于心血管研究。可连续采集长时间采样时间内的血压变化记录。它与手中舒适的 NIBP 袖带一起工作，并通过测量基于手指的收缩压和舒张压袖带获得它。大大提高了患者的接受度，增加了患者测量时的舒适度。

下表列出了 NIBP 各模式的测量范围：

模式舒张压平均收缩压

成人 10 - 245 20 - 255 30-270

儿科 10 - 150 120 - 160 30-180

新生儿 10 - 100 20 - 120 30-130

优点

PHILIPS M3001A 模块 NBP 板 M3001-66417 是 MP 系列病人监护仪 NIBP 功能的操作电路板。由于适用于多款MP系列显示器，兼容性非常好，完全不用担心兼容性问题。其次，它是经过我们工程师测试的安全可用的电路板，因此无需担心安全问题。

售后服务

我们的设备和产品，无论是新的还是二手的，我们都提供 90 天保修。
如果您在保修期内有任何问题，欢迎您随时与我们联系，我们将竭诚为您提供让您满意的一切。
售后服务。

感谢您的观看，如果您对PHILIPS
MP系列病人监护仪M3001A模块NBP板M3001-66417感兴趣，请联系我们，我们可以为您解答更多详情。