

飞利浦 MP 系列病人监护仪 M3014A CO2 MMS 模块医疗设备

产品名称	飞利浦 MP 系列病人监护仪 M3014A CO2 MMS 模块医疗设备
公司名称	新余多乐生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105
联系电话	18879071075

产品详情

产品描述

飞利浦MP系列M3014A模组

飞利浦 MP 系列病人监护仪 M3014A CO2 MMS 模块医疗设备

品牌：飞利浦

材质：金属 塑料

颜色：白色

特点：可靠、经济

产品名称：飞利浦

类型：M3014A

应用：ICU、医院设备

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

保修：6个月

发货时间：48小时内

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：飞利浦MP系列M3014A模组

送货政策：我们会在收到付款、投保和跟踪后立即安排快递公司运送货物。快速安全地交付您的设备对我们来说至关重要。费用将取决于您的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它何时到达，请联系我们。

简介

飞利浦MP系列M3014A模组是MP系列的模组。它是一个多测量模块，功能是为患者提供二氧化碳测量。主流传感器和流量传感器使用红外吸收光谱来测量CO₂。它是患者气道中的主流CO₂测量，可加快反应时间并减少数据错误。飞利浦MP系列M3014A模块可用于医院转运、临床病房、重症监护、手术室和普通病房的护理。它还可以从一台显示器传输到另一台显示器，确保与患者的无缝数据传输。

更多详情

MMS 扩展 M3014A 测量模块

项目条件范围

工作温度范围 0 至 45 ° C (32 至 113 ° F)

非工作温度 -40 至 70 ° C (-40 至 158 ° F)

工作海拔高度范围 500 米至 4600 米 (-1600 至 15000 英尺)

非工作 -500 米至 15300 米 (-1600 至 50000 英尺)

湿度范围 工作 95 % 相对湿度 (RH) MAX值。 @ 40 ° C (104 ° F)。 M3015A只有非冷凝。

非工作 90 % 相对湿度 (RH) MAX值。 @ 65 ° C (150 ° F)

主要部件和按键

1. 压力接头 (红色)
2. 温度接头 (棕色)
3. 主流/旁流连接器CO₂ (可选)
4. 心输出量连接器

兼容设备

飞利浦 MP20 intellivue 病人监护仪

飞利浦 MP30 intellivue 病人监护仪

飞利浦 MP40 intellivue 病人监护仪

飞利浦 MP50 intellivue 病人监护仪

飞利浦 MP60 intellivue 病人监护仪

飞利浦 MP70 intellivue 病人监护仪

飞利浦 MP80 intellivue 病人监护仪

飞利浦 MP90 intellivue 病人监护仪

感谢您的观看，如果您对 PHILIPS MP 系列病人监护仪 M3014A CO2 MMS 模块医疗设备感兴趣，请联系我们，我们可以为您解答更多详情。